

EMISKIN



PR2-S1056

Tutore di spalla
in emiparesi/emiplagia

Leggere attentamente
e per intero
le seguenti istruzioni.



9DCFG01090ITA02.0612



Stare
meglio
fa bene

AGYTEN
ORTHOSERVICE
INTERNATIONAL PARTNER

A COSA SERVE

Contiene la sub-lussazione scapolo-omerale, mantenendo i progressi del trattamento fisioterapico.



CARATTERISTICHE

- Realizzato in gel dermocompatibile e anallergico (formulato ad hoc) internamente e in tessuto a basso profilo (senza bordi né cuciture) esternamente
- Ritagliabile per adattarlo al paziente
- Cintura controlaterale per fissare il tutore
- Discreto sotto gli abiti
- Lavabile a mano (adesività mantenuta nel tempo)
- Viene fornito con pellicola protettiva interna

PRECAUZIONI D'USO

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.

In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un tecnico ortopedico.

È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.


INDICAZIONI

Sub-lussazione scapolo-omerale in emiparesi/emiplegia

PRIMA APPLICAZIONE

1 Verificare l'integrità e l'igiene della cute.

2 Rimuovere la pellicola protettiva.



3 Posizionare la presa braccio, portando il lato inferiore del manicotto all'altezza della piega del gomito e facendo corrispondere la biforcazione dei 2 tiranti (lato superiore) alla base della V deltoidea (all'esterno del braccio).



4 Chiudere il manicotto: far combaciare le estremità (non devono esserci sovrapposizioni né pieghe); fissare con l'apposito velcro.



5 Se necessario, adattare il tutore al paziente ritagliandolo con le forbici (larghezza e lunghezza).

6 Afferrare il tirante anteriore ed esercitare una trazione verso l'alto-indietro (lungo il margine anteriore del deltoide) e farlo aderire alla pelle.



PRIMA APPLICAZIONE

- 7 Verificare con le dita il corretto posizionamento dell'articolazione.
- 8 Applicare mediante velcro la cintura controlaterale al tirante anteriore (tagliando le parti in eccesso, se necessario).



- 9 Passare la cintura controlaterale sotto il cavo ascellare sano da dietro in avanti e, successivamente, tornare indietro verso la scapola. La cintura deve essere fatta aderire senza esercitare trazione e la parte sottile deve coincidere con il cavo ascellare.



- 10 Afferrare il tirante posteriore ed esercitare una trazione verso l'esterno e indietro verso il centro della colonna. Agganciarlo a velcro alla cintura controlaterale (tagliando le parti in eccesso, se necessario).



APPLICAZIONI SUCCESSIVE

NB: è necessario che il tutore venga fatto indossare al paziente da un'altra persona.

- 1 Verificare l'integrità e l'igiene della cute.
- 2 Posizionare la presa braccio, portando il lato inferiore del manicotto all'altezza della piega del gomito e facendo corrispondere la biforcazione dei 2 tiranti (lato superiore) alla base della V deltoidea (all'esterno del braccio).



- 3 Chiudere il manicotto: far combaciare le estremità (non devono esserci sovrapposizioni né pieghe); fissare con l'apposito velcro.



- 4 Afferrare il tirante anteriore ed esercitare una trazione verso l'alto-indietro (lungo il margine anteriore del deltoide) e farlo aderire alla pelle.
- 5 Verificare con le dita il corretto posizionamento dell'articolazione.



- 6 Applicare mediante velcro la cintura controlaterale al tirante anteriore.



- 7 Passare la cintura controlaterale sotto il cavo ascellare sano da dietro in avanti e, successivamente, tornare indietro verso la scapola]. La cintura deve essere fatta aderire senza esercitare trazione e la parte sottile deve coincidere con il cavo ascellare.



- 8 Afferrare il tirante posteriore ed esercitare una trazione verso l'esterno e indietro verso il centro della colonna. Agganciarlo a velcro alla cintura di contenzione.



MANUTENZIONE

Istruzioni per il lavaggio:

- Lavare a mano in acqua tiepida con sapone neutro.
- Lasciare asciugare lontano da fonti di calore.

Non disperdere nell'ambiente.

AVVERTENZE

L'ortesi deve essere prescritta e utilizzata sotto controllo medico e applicata da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per informazioni inerenti ad un uso sicuro, in conformità alle esigenze individuali.

Per garantirne l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura.

Qualsiasi eventuale modifica di struttura o di regolazione del dispositivo deve essere prescritta da un medico ed eseguita da un tecnico ortopedico.

Se ne raccomanda l'utilizzo da parte di un solo paziente.

In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico.

CHI È RO+TEN

RO+TEN da molti anni progetta, sviluppa e realizza dispositivi ortopedici, offrendo una gamma completa di prodotti, riconosciuti di alta efficacia terapeutica.

Continuamente aggiornato sull'evoluzione delle ricerche scientifiche in campo ortopedico ed avvalendosi di un incessante interscambio di informazioni ed esperienze con i medici ed i tecnici ortopedici, lo staff tecnico RO+TEN è costantemente impegnato nella ricerca di soluzioni ergonomiche, tecnologiche e di materiali, per offrire ai pazienti prodotti specialistici d'avanguardia.

L'azienda RO+TEN ha ottenuto la certificazione del suo Sistema di Gestione per la Qualità secondo la normativa ISO 9001 dall'Ente SQS - Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management



RO+TEN s.r.l.

Sede operativa e amministrativa:

Via Monte Cervino, 50 20862 Arcore (MB)

tel. +39 039 601 40 94 - fax +39 039 601 42 34

www.roplusten.com - info@roplusten.com

Sede legale: Via Fratelli Ruffini, 10 20123 Milano (MI)

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):

Befinor AG (CH) Capitale Sociale sottoscritto e versato da un Unico Socio



Stare
meglio
fa bene

RO+TEN
ORTHOSERVICE
INTERNATIONAL PARTNER