

MOPEDIA®

MA MP165_MPI67_01 A ITA_12-2015

SPONDE UNIVERSALI

MANUALE DI ISTRUZIONI

ITALIANO

INDICE

1. CODICI	pag.3
2. INTRODUZIONE	pag.3
3. DESTINAZIONE D'USO	pag.3
4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE.....	pag.3
5. AVVERTENZE GENERALI	pag.4
6. DESCRIZIONE GENERALE	pag.4
6.1 Elenco delle parti MP165.....	pag.4
6.2 Elenco delle parti MP167.....	pag.4
7. MONTAGGIO/SMONTAGGIO	pag.5
7.1 Montaggio MP165	pag.5
7.2 Montaggio MP167	pag.5
7.3 Smontaggio	pag.6
8. PRIMA DI OGNI USO	pag.6
9. MODALITÀ D'USO.....	pag.6
10. MANUTENZIONE	pag.6
11. PULIZIA E DISINFEZIONE	pag.6
11.1 Pulizia	pag.6
11.2 Disinfezione	pag.6
12. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO GENERALI.....	pag.6
13. PARTI DI RICAMBIO ED ACCESSORI.....	pag.6
14. CARATTERISTICHE TECNICHE	pag.7
14.1 MP165 Sponda universale in alluminio con appoggio a terra	pag.7
14.2 MP167 Sponda universale telescopica in alluminio	pag.7
15. GARANZIA.....	pag.8
16. RIPARAZIONI.....	pag.8
16.1 Riparazioni in garanzia	pag.8
16.2 Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia	pag.8
16.3 Prodotti non difettosi.....	pag.8
17. RICAMBI.....	pag.8
18. CLAUSOLE ESONERATIVE.....	pag.9

CE Dispositivo medico di classe I

D. Lgs 24 / 02 / 97 n. 46 attuazione della direttiva CEE 93 / 42 e successive modifiche

1. CODICI

MP165 - Sponda universale in alluminio con appoggio a terra

MP167 - Sponda universale telescopica in alluminio

2. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto un accessorio della linea **MOPEDIA** by Moretti. Le sponde universali Moretti sono state progettate e realizzate per soddisfare tutte le vostre esigenze per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso dell'accessorio da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare le sponde.

ATTENZIONE!



- È vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel presente manuale.
- Moretti S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.
- Prestare sempre molta attenzione alla presenza di parti in movimento che potrebbero causare intrappolamenti agli arti e lesioni personali.
- Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini.

In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

3. DESTINAZIONE D'USO

La sponda da letto universale è un accessorio concepito per prevenire la caduta accidentale di una persona da letto. Può fornire un utile sostegno per facilitare l'alzata e la seduta dal letto e può essere posta, a scelta, in entrambi i lati del letto.

4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

La MORETTI S.p.A. dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio dalla stessa MORETTI S.p.A. e facenti parte della famiglia delle carrozzine sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva 93/42/CEE sui DISPOSITIVI MEDICI. A tal scopo la MORETTI S.p.A. garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall'allegato I° della direttiva 93/42/CEE come prescritto dall'allegato VII° della suddetta direttiva.
2. L'elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell'allegato A della dichiarazione.
3. I dispositivi in oggetto NON SONO STRUMENTI DI MISURA.
4. I dispositivi in oggetto NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE.
5. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione NON STERILE.
6. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I°.

7. NON È CONSENTITO utilizzare e/o installare i dispositivi in oggetto al di fuori della destinazione d'uso prevista dalla MORETTI S.p.A.
8. La MORETTI S.p.A. mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva 93/42/CEE.

5. AVVERTENZE GENERALI

- Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento al presente manuale.
- Per un utilizzo corretto del dispositivo consultare il vostro medico o terapeuta.
- Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l'imballo è fatto di cartone.
- La vita utile dell'accessorio è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili.
- Fare sempre attenzione in presenza di bambini.
- Il prodotto è stato progettato con il solo scopo di dare un aiuto al paziente nell'alzata e nella seduta. Non può sostenere l'intero peso dell'utilizzatore.


6. DESCRIZIONE GENERALE

Le sponde universali da letto sono concepite per essere adattate a qualsiasi letto grazie alla loro semplice struttura da posizionare sotto il materasso.



6.1 Elenco delle parti MP165

1. Maniglione superiore (pz.1)
2. Telaio (pz.1)
3. Elemento trasversale di collegamento (pz.1)
4. Gambe (pz.2)
5. Tasca porta oggetti (pz.1)
6. Cinghia (pz.1)



6.2 Elenco delle parti MP167


1. Maniglione telescopico superiore (pz.1)
2. Telaio (pz.1)
3. Elemento trasversale di collegamento (pz.1)
4. Cinghia (pz.1)

7. MONTAGGIO/SMONTAGGIO

7.1 Montaggio MP165


Seguire lo schema sotto riportato:

1. Inserire il maniglione-M sul telaio, regolare l'altezza agendo sulle clip, inserire la tasca porta oggetti (1-1 e 2-2).
2. Inserire le gambe sul telaio regolando la lunghezza delle gambe in funzione dell'altezza del letto agendo sulle clip (3-3 e 4-4). Utilizzare il piedino regolabile per un perfetto contatto con il pavimento.
3. Inserire l'elemento trasversale di collegamento sul telaio principale (5-5 e 6-6).
4. Collocare la struttura così assemblata tra il materasso e la rete del letto.
5. Bloccare saldamente la cinghia al telaio del letto sul lato opposto.



7.2 Montaggio MP167

1. Inserire l'elemento trasversale di collegamento sul telaio agendo sulle clip.
2. Regolare la larghezza delle sponde universali grazie agli elementi telescopici.
3. Collocare la struttura così assemblata tra il materasso e la rete del letto.
4. Bloccare saldamente la cinghia al telaio del letto sul lato opposto.



7.3 Smontaggio

Seguire la procedura precedentemente descritta in senso inverso.

8. PRIMA DI OGNI USO

- Verificare sempre lo stato di usura delle parti meccaniche in gioco in modo tale da garantire un utilizzo del dispositivo in totale sicurezza per persone e cose.
- Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo con particolare attenzione al fissaggio delle sponde longitudinali all'interno degli elementi trasversali.

9. MODALITÀ D'USO

MP165

Assemblare il prodotto come da manuale, aggiustare l'altezza della sponda in base alle proprie esigenze agendo sulle clip. Posizionare la sponda tra materasso e rete del letto.

N.B. Prestare sempre molta attenzione che la sponda si trovi nella posizione di bloccaggio definitiva.

MP167

Assemblare il prodotto come da manuale, aggiustare la larghezza della sponda in base alle proprie esigenze agendo sulle clip. Posizionare la sponda tra materasso e rete del letto. Per sollevare e abbassare le sponde agire sui due pomelli neri. Tirarli verso l'esterno per liberare la sponda, quindi sollevarla oppure abbassarla fino a far corrispondere un foro di bloccaggio dove riposizionare il pomello.

N.B. Prestare sempre molta attenzione che la sponda si trovi nella posizione di bloccaggio definitiva.

10. MANUTENZIONE

Gli accessori della linea MOPEDIA by Moretti al momento dell'immissione in commercio sono controllati accuratamente e provvisti di marchio CE.

Per la sicurezza del paziente e del medico si raccomanda di far controllare dal produttore o da un laboratorio autorizzato, almeno ogni 2 anni, l'idoneità all'uso del vostro prodotto. In caso di riparazione devono essere utilizzati soltanto ricambi ed accessori originali.

11. PULIZIA E DISINFEZIONE

11.1 Pulizia

Utilizzare esclusivamente un panno umido e del sapone neutro. Successivamente asciugare bene prima dell'utilizzo.

11.2 Disinfezione

Se è necessario effettuare una disinfezione del prodotto utilizzare un comune detergente neutro disinfettante.

N.B. Evitare assolutamente di utilizzare prodotti acidi, alcalini o solventi come ad esempio l'acetone o il diluente. Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore umidità

12. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO GENERALI

In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda invece di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.

13. PARTI DI RICAMBIO ED ACCESSORI

Per le parti di ricambio e gli accessori fare riferimento esclusivamente al catalogo generale Moretti.

14. CARATTERISTICHE TECNICHE

14.1 MP165 Sponda universale in alluminio con appoggio a terra




Dimensioni

- Regolazione in altezza delle gambe da piano rete da 34 a 52 cm
- Regolazione in altezza della sponda da piano rete 47 a 52 cm
- Larghezza 45 cm
- Lunghezza 64 cm

Specifiche tecniche

- Struttura in alluminio anodizzato
- Maniglia di appoggio in poliuretano morbido regolabile a 3 livelli d'altezza
- Gambe sono regolabili a 9 livelli di altezza
- Puntali regolabili
- Struttura stabilizzante munita di spessori in poliuretano morbido antiscivolo di lunghezza fissa

14.2 MP167 Sponda universale telescopica in alluminio



Dimensioni

- Altezza da piano rete 50 cm
- Regolazione in larghezza 50 a 71 cm
- Lunghezza 70cm
- Luce tra i tubi 7.8cm

Specifiche tecniche

- Struttura in alluminio anodizzato
- Ripiegabile nella parte inferiore del letto quando non in uso
- Utile sostegno per facilitare l'alzata e la seduta dal letto
- La struttura stabilizzante è da inserire sotto il materasso ed è munita di spessori in poliuretano morbido antiscivolo di lunghezza fissa

15. GARANZIA

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito.

Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso.

Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso.

Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale.

Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

16. RIPARAZIONI

16.1 Riparazione in garanzia

Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Moretti, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia, presso un rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Moretti se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia.

16.2 Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia

Si può restituire, affinché sia riparato, un prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti Moretti. I costi della manodopera e di spedizione.

16.3 Prodotti non difettosi

Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Moretti conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.

17. RICAMBI

I ricambi originali Moretti sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui si riceve il ricambio.

18. CLAUSOLE ESONERATIVE

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.



CERTIFICATO DI GARANZIA

Prodotto _____

Acquistato in data _____

Rivenditore _____

Via _____ Località _____

Venduto a _____


Via _____ Località _____

 MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.



MOPEDIA®

MA MP165_MPI67_01 A ENG_01-2016

BEDSIDE RAILS

INSTRUCTION MANUAL

ENGLISH

INDEX

1. CODES	pag.3
2. INTRODUCTION.....	pag.3
3. INTENDED USE	pag.3
4. EC DECLARATION OF CONFORMITY	pag.3
5. GENERAL WARNINGS.....	pag.4
6. GENERAL DESCRIPTION.....	pag.4
6.1 MP165 parts list	pag.4
6.2 MP167 parts list.....	pag.4
7. INSTALLATION/REMOVAL	pag.5
7.1 Assembly MP165.....	pag.5
7.2 Assembly MP167	pag.5
7.3 Dismantling	pag.6
8. BEFORE TO USE	pag.6
9. HOW TO USE	pag.6
10. MAINTENANCE.....	pag.6
11. CLEANING AND DISINFECTION.....	pag.6
11.1 Cleaning.....	pag.6
11.2 Disinfection.....	pag.6
12. CONDITIONS OF DISPOSAL	pag.6
13. SPARE PARTS AND ACCESSORIES	pag.6
14. TECHNICAL FEATURES.....	pag.7
14.1 MP165 Universal bedside rail with support on the ground	pag.7
14.2 MP167 Universal telescopic bedside rails.....	pag.7
15. WARRANTY.....	pag.8
16. REPAIRING.....	pag.8
16.1 Warranty repair	pag.8
16.2 Repair not cover by warranty	pag.8
16.3 Non defective device.....	pag.8
17. SPARE PARTS	pag.8
18. EXEMPT CLAUSES	pag.9

 Class I medical device
 according Directive 93/42/EEC and subsequent amendments

1. CODES

MP165 - Aluminum bedside rails with support on the ground

MP167 - Aluminum reversible telescopic bedside rails

2. INTRODUCTION

Thank you for choosing an accessory MOPEDIA by Moretti. The bedside rails have been designed and built to meet all your needs for a practical use, correctly and safely. This manual contains some suggestions for proper use of the accessory of your choice and valuable tips for your safety. You should read carefully all of this manual before using the bedside rails.

CAUTION!



- Do not use the following device for purposes other than those described in this manual.
- Moretti S.p.A. disclaims any liability for damage resulting from improper use of the device or use other than that described in this manual.
- We reserve the right to make changes to the device and this manual without notice in order to improve the characteristics.
- Always pay close attention to the presence of moving parts that could cause limb entrapment and injury.
- Always pay attention to the presence of children.

3. INTENDED USE

The bedside rail is a universal accessory designed to prevent an accidental fall of a person from a any bed. It may provide a useful support to facilitate the raising and the seat from the bed and can be placed, optionally on both sides of the bed.

4. EC DECLARATION OF CONFORMITY

Moretti S.P.A. hereby declares, under its own exclusive responsibility, that the products manufactured and sold by Moretti S.p.A. and belonging to the support aids category are in compliance with the applicable provisions outlined in the Medical Devices Directive 93/42/EEC and further modifications. To this end Moretti S.p.A. guarantees and declares as follows, under its own responsibility:

1. The devices in question satisfy the essential requirements of Annex I of directive 93/42/EEC as prescribed by Annex VII of the above directive.
2. The full list of the devices at issue are specified in Annex A to the declaration.
3. The devices in question ARE NOT MEASUREMENT DEVICES.
4. The devices in question ARE NOT INTENDED FOR CLINICAL INVESTIGATION.
5. The devices in question are sold in NON STERILE packing.
6. The devices in question should be considered as belonging to class I.
7. DO NOT use/install the devices in question for any other purpose than that expressly indicated by Moretti S.p.A.
8. Moretti S.p.A. maintains and submits the documentation certifying conformity with Directive 93/42/EEC to the proper authorities and further modifications.

5. GENERAL WARNINGS

- For proper use of the device refer to this manual.
- For proper use of the device to consult your doctor or therapist.
- Keep the packaged product away from any source of heat because the packaging is made of cardboard.
- The useful life of the accessory is determined by wear of parts can not be repaired and/or replaced.
- Always pay attention to the presence of children.
- The bedside rail is not intended to carry the full weight of an individual. This product is only intended to provide balance and support while sitting and standing


6. GENERAL DESCRIPTION

The universal bedside rails are designed to fit any bed thanks to the telescopic tubes to be placed under the mattress.



6.1 MP165 parts list

1. Handle upper (pc.1)
2. Frame (pc.1)
3. Cross-member connection (pc.1)
4. Legs (pcs.2)
5. Utility pocket (pc.1)
6. Security strap (pc.1)



6.2 MP167 parts list



1. Handle telescopic upper (pc.1)
2. Frame (pc.1)
3. Cross-member connection (pc.1)
4. Security strap (pc.1)

7. INSTALLATION/REMOVAL

7.1 Assembly MP165



Follow the below instructions:

1. Insert the handle-M on the frame, adjust the height by manipulating clips and fit the utility pocket. (1-1 and 2-2).
2. Place the legs on the frame by adjusting the length of the legs depending on the height of the bed by manipulating clips. (3-3 and 4-4) Use the adjustment screw on the bottom for a perfect contact with the floor.
3. Insert the Cross-member connection connecting the main frame. (5-5 and 6-6).
4. Place the assembled structure between the mattress and the bed frame.
5. Tighten the belt to the bed frame on the opposite side on the bed.



7.2 Assembly MP167

1. Insert the cross-member connection in the main frame using the clips.
2. Insert the telescopic tubes on the frame and adjust the width of the universal telescopic bedside rail.
3. Place the assembled frame between the mattress and the bed frame.
4. Tighten the belt on the bed frame on the opposite side of the bed.



7.3 Dismantling

Follow the procedure described above in reverse.

8. BEFORE TO USE

- Always check the wear of the mechanical parts in the game so as to ensure use of the device in total safety for persons and things.
- Double check for proper assembly of the device and pay attention fixing the bedside rails on the bed frame.

9. HOW TO USE

MP165

Assembly the device according to instruction manual, adjust the height bedside rail to suit your needs by clips. Place the bedside rail between the mattress and the bed frame.

NOTE: Always check the bedside rail is in the locking position.

MP167

Assembly the device according to instruction manual, adjust the width of the telescopic bedside rail to suit your needs by clips. Place the bedside rail between the mattress and the bed frame. To up and down the bedside rail use the black knobs. Pull them outward to release the bedside rail, then lift it or lower it.

NOTE: Always check the bedside rail is in the locking position.

10. MAINTENANCE

The MOPEDIA devices by Moretti S.P.A. are checked carefully and supplied with CE mark, once launched on the market. For patient and physician's safety we recommend to let check the device by the manufacturer or by laboratory authorized every 2 years. In case of repair, use only original spare parts and accessories.

11. CLEANING AND DISINFECTION

11.1 Cleaning

Use only a damp cloth and mild soap. Afterwards dry thoroughly before using.

11.2 Disinfection

If you need to disinfect the product using a common disinfectant.

NOTE: Never use acids, alkalines or solvents such as acetone or thinner

12. CONDITIONS OF DISPOSAL

When disposing of the device never use the normal return systems of municipal solid waste. It is recommended instead to disposal through the joint municipal ecological islands for the expected operations of recycling the materials used.

13. SPARE PARTS AND ACCESSORIES

For spare parts and accessories, refer to the MORETTI master catalogue. Only use original MORETTI accessories. Failure to do so will entail our refusing all liability for any incident caused by improper use.

14. TECHNICAL FEATURES

14.1 MP165 Universal bedside rail with support on the ground




Dimension

- Leg height adjustable from ground from 34 to 52 cm
- Bedside rail height adjustment from bed from 47 to 52 cm
- Width 45 cm
- Length 64 cm

Technical specifications

- Frame anodized aluminium
- Handle support polyurethane adjustable in 3 levels of height, useful support to facilitate the get up and the seat from the bed
- Height adjustable leg in 9 positions
- The stabilizing frame is to be inserted under the mattress and is provided with thicknesses soft polyurethane anti-slip of fixed length

14.2 MP167 Universal telescopic bedside rails



Dimension

- Height from the bed frame 50 cm
- Width adjustment from 50 to 71 cm
- Length 70 cm

Technical specifications

- Frame anodized aluminum
- When not in use it may be folded in the lower part of the bed
- Useful support to facilitate the get up and the seat from the bed
- The stabilizing frame is to be inserted under the mattress and is provided with thicknesses soft polyurethane anti-slip of fixed length

15. WARRANTY

Moretti products are guaranteed from material or manufacturing faults for 2 years from the purchasing date, except possible exclusion or restriction as follows. The warranty shall not be applied in the possible damages caused by improper use, abuse or alteration, and the warranty will not be valid if the instructions for use are not strictly adhered to. The correct intended use is specified in this manual. Moretti is not responsible for consequent damages, personal injuries or whatever caused by or in relation to wrong installation or improper use.

Moretti warranty does not cover damages resulting from: natural disaster, not authorized maintenance or repairs, faults caused by problems on electricity supply (when necessary), use of spare parts not covered by Moretti, improper use, not authorized alteration, shipment damages (different from original Moretti shipment), or in case of insufficient maintenance as indicated in the manual. The warranty doesn't cover components subject to wear and tear during the correct use of the device

16. REPAIRING

16.1 Warranty repair

If a Moretti item presents material or manufacturing faults during the warranty period, Moretti will confirm with customer if the fault can be cover from warranty. Moretti, at its unquestionable discretion, can repair or replace the item, by a Moretti dealer or to Moretti headquarters. Labor cost can be charged to Moretti if the repair is covered by warranty. A repair or a replacement doesn't extend the warranty.

16.2 Repair not cover by warranty

A product out of warranty can be sent after Moretti authorization. The labor and shipping costs for good out of warranty are to be paid by the customer or by the dealer. The repairs are guaranteed for 6 months from the good received.

16.3 Non defective device

The customer will be informed if, after the device return and examination, Moretti declares that the device is not faulty. In this case the good will be sent back to customer, the shipping charge will be to be paid by the customer.

17. SPARE PARTS

The original Moretti spare parts are guaranteed for 6 months from the receiving date.

18. EXEMPT CLAUSES

Moretti does not offer any other declaration, explicit or implicit warranty or conditions, including possible declarations, warranties or conditions of merchantability, fitness for a specific purpose, non infringement and non interference, all but what expressly specified in this warranty. Moretti does not guarantee the nonstop and faultless usage. The duration of possible implicit warranties which can be imposed by the law is limited by the warranty period, in the limits of law. Some states or countries don't allow limiting the implicit warranty or the exclusion or the limitation for accidental damages. In such countries, some of those exclusions or limitation may not be applied to the user. The present warranty may be modified without prior notification.



WARRANTY CERTIFICATE

Product _____

Purchased on (date) _____

Retailer _____

Address _____ Town/city _____

Sold to _____

Address _____ Town/city _____

 MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.

MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com