

UTILIZZO PREVISTO:

I letti 0803151 e 0803152 sono utilizzati per i pazienti con problemi di salute che devono rimanere a letto. Sono progettati per le persone che devono essere curate per motivi di salute o disabilità in case di cura, ospedali o strutture sanitarie.

ATTENZIONE (!):

- In caso di danno o malfunzionamento del prodotto NON utilizzare il prodotto e contattare il rappresentante autorizzato e qualificato.
- Non utilizzare il prodotto per scopi non indicati nel presente manuale.
- MOBIAS S.A. declina tutta responsabilità per le conseguenze derivanti da un uso non corretto di questo prodotto e da alterazioni non autorizzate del telaio del prodotto.
- MOBIAS S.A. si riserva il diritto di modificare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso
- Ce un margine del $\pm 3\%$ per le dimensioni dei prodotti.
- **NON AUTORIZZARE NESSUNO DI TROVARSI SOTTO IL LETTO O TRA I COMPONENTI DEL TELAIO DEL LETTO RIALZATO IN QUALSIASI MOMENTO.**

AVVERTENZE GENERALI:

- Se non si leggono le presenti istruzioni per l'uso, è preferibile non utilizzare questo prodotto o un altro componente disponibile.
Se non si capiscono le modalità d'uso o le precauzioni, si prega di contattare il rivenditore o il tecnico competente prima di utilizzare il prodotto, perché si potrebbero causare dei danni.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore.
- Conservare questo documento per riferimento futuro.
- Prestare attenzione quando i bambini sono nelle vicinanze e non permettere loro di giocare con il prodotto.
- Non superare il carico massimo.
- È sempre necessaria una particolare attenzione in presenza delle parti mobili che possono causare l'intrappolamento degli arti o lesioni. Mantenere tutte le parti mobili e tutti gli alberi di trasmissione liberi da ostruzioni durante il funzionamento del letto.
- Non provare a sollevare il prodotto dalle parti rimovibili.
- Non inserire mai la spina in una presa di corrente superiore a 220 Volt CA.
- Non utilizzare mai il letto se il cavo o la spina sono danneggiati. Se il letto non funziona correttamente, chiamare un tecnico qualificato.
- Tenere tutti i cavi lontani da superfici riscaldate o calde, ad esempio termosifoni, tappetini riscaldanti, stufe a gas portatili.
- Non aprire parti come il motore, l'unità di controllo manuale o la centralina elettrica.
All'interno di questi componenti non ci sono parti riparabili dall'utente. Solo il personale di assistenza qualificato è adatto a riparare queste parti. Se persone non certificate eseguono interventi su questi letti, la garanzia non può essere applicata.
- Quando il letto non viene utilizzato per un periodo prolungato, si deve scollegare dalla spina di corrente.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:

Siamo gli unici responsabili di dichiarare che i Dispositivi Medici menzionati in questa dichiarazione sono di Classe a Basso Rischio (Classe I) e sono conformi ai requisiti del Regolamento Europeo 745/2017 e, agli standard e alla legislazione a cui si fa riferimento.

PRECAUZIONI PER L'USO:

- Non oltrepassare la capacità di carico massima per nessun motivo.
- Quando si abbassa la parte testa o piedi, assicurarsi che nessuno inserisca mani, gambe o altre parti del corpo sotto la base del letto.
- Assicurarsi che la superficie di appoggio del letto sia piana.
- Bloccare le funzioni di comando quando l'utente non deve modificare l'altezza e/o l'angolo delle sezioni dello schienale o delle gambe o quando ci sono dubbi sulla capacità del paziente di controllare le funzioni del letto.

Le procedure di impostazione possono essere bloccate sul regolatore per proteggere l'utente, se necessario, a discrezione del medico curante.

PRIMA DELL'UTILIZZO:

1. Controllare se il telaio è danneggiato per garantire un uso sicuro del prodotto. (Se non ci sono delle crepe o rotture nel telaio).
2. In caso di danni, non utilizzare il prodotto e contattare il rivenditore per ulteriori istruzioni.
3. Controllare se il prodotto è assemblato e funziona correttamente e se tutte le viti sono ben fissate e avvitate.
4. Controllare sempre lo stato di usura delle parti meccaniche per garantire un utilizzo assolutamente sicuro del prodotto per persone e oggetti.
5. Assicurarsi che la parte della testa sia fissata con la testiera e che la parte dei piedi sia fissata con la pedana.
6. Assicurarsi che il cavo di comando manuale e gli altri cavi di alimentazione siano instradati e fissati correttamente in modo da evitare che questi cavi si impiglino, si schiaccino e/o si spezzino durante il funzionamento del letto elettrico. **NON METTERE MAI IN FUNZIONE IL LETTO SE QUESTI CAVI SONO DANNEGGIATI.**
7. Per evitare che le rotelle si muovano quando il letto è fermo, accertarsi che i blocchi delle rotelle del letto siano correttamente inseriti.
8. Bloccare SEMPRE il freno delle rotelle quando si effettua un trasferimento all'interno o all'esterno del letto. Ispezionare il freno di sterzata PRIMA di utilizzare il letto per verificare che il freno funzioni adeguatamente.
9. Non permettere mai a più di una persona di salire sul letto in qualsiasi momento.
10. Non sdraiarsi, non sedersi o appoggiarsi in modo tale che l'intero peso corporeo sia posizionato solo sulle sezioni sollevate della testa o dei piedi del letto. Questo vale anche per il posizionamento o il trasferimento all'interno o all'esterno del letto.
11. Tenere il letto a una distanza minima di 35-40 cm da qualsiasi fonte di calore diretta o parete.

SEGNALAZIONE DI UN INCIDENTE:

Qualsiasi incidente grave in relazione all'uso del dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.

SCELTA DEL MATERASSO:

Utilizzare materassi o materassi antidecubito secondo la prescrizione del medico curante. Le dimensioni del materasso non devono essere superiori alla struttura del letto. Tutti i materassi e gli antidecubito MOBIAC sono adatti per i letti.

Assicurarsi che il materasso sia centrato sul telaio. In questo modo si riduce al minimo il rischio che l'utente rimanga intrappolato tra il materasso e la sponda del letto o le parti sollevabili.

		<u>0803151</u>	<u>0803152</u>
1	LUNGHEZZA TOTALE	216 cm	213 cm
2	LARGHEZZA TOTALE	102 cm	103 cm
3	LUNGHEZZA DELLA SUPERFICIE DI APPOGGIO	203 cm	203 cm
4	LARGHEZZA DELLA SUPERFICIE DI APPOGGIO	90 cm	90 cm
5	ALTEZZA MIN	39 cm	39 cm
6	ALTEZZA MAX	80 cm	80 cm
7	LUNGHEZZA PER LA PARTE POSTERIORE	74,2 cm	74,2 cm
8	LUNGHEZZA PER LA PARTE CENTRALE	30,4 cm	30,4 cm
9	LUNGHEZZA PER LA PARTE DELLA GAMBA	45,7 cm	45,7 cm
10	INCLINAZIONE POSTERIORE	70° (+-5°)	70° (+-5°)
11	INCLINAZIONE DELLE GINOCCHIA	33° (+-5°)	33° (+-5°)
12	QUANTITÀ DI MOTORI E COMANDI MANUALI	3 MOTORI E 1 TELECOMANDO	3 MOTORI E 1 TELECOMANDO
13	TRENDELEBURG-ANTI-TRENDELEBURG 12o	SI	SI
14	ALIMENTAZIONE	Ingresso: 220V - 50Hz Uscita: 24V	Ingresso: 220V - 50Hz Uscita: 24V
15	BATTERIA DI EMERGENZA	YES, 2PCS 9V	YES, 2PCS 9V
16	CATEGORIA DI PROTEZIONE DEL MOTORE	IP20	IP20
17	CICLO DI LAVORO	2 min ON / 18 min OFF	2 min ON / 18 min OFF
18	LIVELLO DI RUMORE DURANTE LE REGOLAZIONI	<50db	<50db
19	ASSE TESTA-PIEDI	2 PEZZI IN LEGNO CON COPERTURA IN LEGNO PER I MOTORI	2 PEZZI IN LEGNO CON COPERTURA IN LEGNO PER I MOTORI
20	RUOTE	5 POLLICI 4 PEZZI CON FRENO	5 POLLICI 4 PEZZI CON FRENO
21	ALZAMALATI CON IMPUGNATURA IN PLASTICA	YES	YES
22	ASTE FLEBO	NO	NO
23	GANCI PER L'URINA	NO	NO
24	CARICO MASSIMO	180 Kg	180 Kg
25	TELAIO	STEEL	STEEL
26	VERNICE	TRATTAMENTO NORMALE	TRATTAMENTO NORMALE
27	BINARI	ALLUMINIO, COLORATO COME LEGNO DI FAGGIO	ALLUMINIO, COLORATO COME LEGNO DI FAGGIO
28	SUPERFICIE DI APPOGGIO	CON DOGHEDI LEGNO	CON DOGHE DI LEGNO
29	PESO DELL'ARTICOLO (NW)	96 Kg	90 Kg
30	PESO LORDO (GW)	108 Kg	102 Kg
31	DIMENSIONI DEL CARTONE PER IL TELAIO PRINCIPALE	92x42x120 cm	92x42x120 cm
32	DIMENSIONI DEL CARTONE PER I BINARI	15x11x205 cm	15x11x205 cm

PARTI DEL LETTO:

Il letto viene consegnato in parti da assemblare e montare su un'attrezzatura di stoccaggio. Può essere trasferito senza problemi nei condomini. È composto da due telai (testa e gambe), da un telaio diviso a metà e da quattro travi di bloccaggio delle sponde laterale. Il letto poggia su quattro ruote sterzanti, tutte dotate di freno di stazionamento.




- [1] Pedana
- [2] Poggiagambe
- [3] poggiacoscia
- [4] Schienale
- [5] Asta di sollevamento con maniglia
- [6] Testata
- [7] Telecomando
- [8] Binari
- [9] Motori di sollevamento in altezza
- [10] Motori per schienale e
poggiagambe (nella foto sono coperti).
- [11] Ruote

MONTAGGIO:

*(Le foto del prodotto di seguito sono indicative. Il processo di assemblaggio è simile).

Aprire l'imballaggio
rimuovere tutte le parti del
letto.
Posizionare tutte le
singole parti del letto sul
pavimento



Assemblare le due parti
del letto e fissarle
utilizzando i 4 pomelli a
vite contenuti nella
confezione del prodotto



Installare le sponde laterali e fissare il telaio con i
morsetti di bloccaggio, tirando verso l'esterno come
mostrato nell'immagine successiva.

Quindi riportare il morsetto nella sua
posizione originale e fissarlo.




5. Installare il motore elettrico sul fondo del letto, dopo aver rimosso le relative coperture. Dopo aver installato il motore fissatelo inserendo i tappi precedentemente rimossi.



6. Collegare le restanti parti elettriche.



7. Posizionare la guida del binario nella protezione del binario in ciascun pannello laterale.



8. Collegare all'alimentazione elettrica.

9. Sollevare il letto tramite il pannello di controllo (fare riferimento all'immagine sotto - punto 4)

10. Passare i binari attraverso la base in alluminio ad angolo dalla metope superiore a quella inferiore.

11. Per bloccare e sbloccare in sicurezza i binari quando sono collegati alla guida scorrevole è necessario premere il pulsante (controllare l'immagine sotto).



CONTROLLORE


Tutte le procedure di regolazione elettrica possono essere controllate con il pannello di controllo. Il campo di regolazione di tutte le funzioni è limitato elettricamente/meccanicamente all'interno dell'intervallo consentito. Per motivi di sicurezza, le funzioni di blocco vengono eseguite tramite una chiave speciale integrata nel cavo del pannello di controllo. Le procedure di impostazione possono essere bloccate nel pannello di controllo per proteggere l'utente, se necessario, secondo il parere del medico curante.

- Il pannello di controllo può essere agganciato al letto. Deve essere agganciato alla sponda laterale, prestando particolare attenzione alla posizione del cavo che conduce all'unità di controllo.
- I motori di azionamento funzionano finché viene premuto il pulsante che corrisponde.
- Verificare che tutte le funzioni elettriche siano eseguite correttamente dal pannello di controllo.

Il pannello di controllo dispone di un sistema di blocco tramite l'apposita chiave integrata nel cavo del pannello di controllo per la maggiore sicurezza dell'utente. Bloccare e sbloccare il pannello di controllo inserendo l'apposita chiave nell'incavo indicato nell'immagine al **punto 6** sottostante:

Quando il pannello di controllo è funzionante, la spia di accensione del pannello di controllo è verde.

1. Regolazione dello schienale
2. Regolazione del poggiamambe
3. Regolazione dello schienale e dei poggiamambe
4. Regolazione dell'altezza del letto
5. egolazione Trendelenburg / Anti-Trendelenburg
6. Funzioni di blocco/sblocco



Batteria di riserva:

In caso di interruzione dell'alimentazione, la batteria standard da 9 volt del motore consente all'utente di abbassare le sezioni testa e piedi del letto. NON consente al motore del letto di sollevare le sezioni della testa e dei piedi.

NOTA: sostituire regolarmente la batteria.

NOTA: la batteria non inclusa nella confezione.

.

SMONTAGGIO:

Seguire le istruzioni descritte sopra in ordine inverso. Quando si smonta il letto, accertarsi che tutte le parti siano nella posizione più bassa.

MANUTENZIONE. PULIZIA E DISINFEZIONE:

Scollegare il letto prima di pulirlo. Quando si utilizzano liquidi sul letto o intorno, bisogna fare attenzione a non bagnare le parti elettriche.

Se si versa un liquido all'interno o intorno al letto elettrico, pulire il liquido versato e lasciare che il letto o l'area circostante si asciughi completamente prima di utilizzare nuovamente i comandi elettrici.

Utilizzare solo un panno umido e sapone neutro sulle superfici da pulire.

Quindi asciugare bene prima di utilizzare il prodotto.

NON lasciare il prodotto bagnato. lasciarlo asciugare completamente prima di utilizzare il letto.

Sollevare regolarmente le sezioni della testa e dei piedi del letto e rimuovere la polvere dal telaio.

Rimuovere regolarmente il materasso e pulire il suo piano di questo materasso.

Non utilizzare detergenti chimici per pulire il telaio. Potrebbe danneggiare la superficie.

Se è bisogno di disinfettare il prodotto, utilizzare un comune disinfettante delicato.

Proteggere il prodotto da graffi, tagli e forature.

Controllare regolarmente che tutti i componenti elettrici e meccanici del letto non presentino danni o usura eccessiva (ad es. alloggiamenti incrinati, sfilacciati o rotti, o componenti usurati).

Controllare regolarmente tutte le funzioni del letto: Il poggiatesta si alza e si abbassa correttamente. Il poggipiedi si alza e si abbassa correttamente. L'altezza del letto si alza e si abbassa correttamente.

Tenere le parti elettriche lontane da polvere e umidità.

Lubrificazione. Lubrificare leggermente tutti gli attuatori, le viti e le filettature con grasso al litio bianco.

Lubrificare tutti i cuscinetti delle rotelle e delle girelle con un olio specifico per macchine leggere.

La pulizia di pratica e l'ispezione elettrica devono essere eseguite dall'utente. Tutte le riparazioni e la manutenzione del letto devono essere eseguite da un tecnico qualificato. Dopo qualsiasi regolazione, riparazione o assistenza e PRIMA dell'uso, accertarsi che tutta la ferramenta di fissaggio sia ben serrata.



PROTEZIONE DELL'AMBIENTE:

Se un giorno vi accorgete che il vostro prodotto deve essere sostituito o che non funziona più, pensate a proteggere l'ambiente:

- 1) Non smaltire il prodotto insieme al resto dei rifiuti pubblici (questo è anche il significato del cartello di riciclaggio raffigurato).
- 2) Contattare le autorità competente che vi indicheranno i centri di riciclaggio in cui smaltire il vostro prodotto.
- 3) Il corretto smaltimento del prodotto contribuisce alla tutela dell'ambiente e al riciclaggio dei suoi componenti.
- 4) I prodotti elettrici, a causa dei loro materiali di costruzione, se non sono smaltiti correttamente, possono comportare rischi per l'ambiente e per la salute.

GARANZIA:

Questo prodotto è garantito per un periodo di due (2) anni sul telaio e di un (1) anno sui componenti elettrici a partire dalla data di acquisto.

La garanzia si applica ai difetti di fabbrica e NON copre i danni derivanti da uso improprio, scarsa manutenzione, modifiche, uso eccessivo o mancata osservanza delle istruzioni per l'uso del prodotto. Inoltre NON copre le parti che possono usurarsi durante l'uso o nel tempo, come la tappezzeria, le ruote, i freni, il legno o le parti in plastica.

I danni o i difetti causati da catastrofe naturali, manutenzione o riparazione non autorizzata, problemi di alimentazione (ove applicabile), trasportatori non sono coperti dalla garanzia.

Nessun servizio o pezzo di ricambio è coperto se non è stato controllato da un servizio di assistenza autorizzato o dal produttore del prodotto. Le spese di spedizione per i prodotti in garanzia sono a carico dell'utente-cliente o del rivenditore.

CREDENZIALI DELL'ACQUIRENTE:			
NOME E COGNOME:			
ACQUISTO DATA:		TELEFO NO:	
NUMERO DI SERIE:			
LOT :			
CREDENZIALI DEL RIVENDITORE			
NOME E COGNOME:			
INDIRIZZO:			
TELEFONO:			
			STAMPA E FIRMA



MOBIAC S.A.
KATHIANA AKROTIRIOU, XANIA - KPHTH
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος
 Descrizione dei simboli stampati sull'etichetta, sulla confezione madre o sul manuale d'uso.

	Ιατρική Συσκευή Dispositivo medico		Σήμα συμμόρφωσης CE Marchio CE
	Κατασκευαστής Fabbricante		Ημερομηνία Παραγωγής Data di produzione
	Κωδικός Προϊόντος Numero del prodotto		Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης Leggere le istruzioni per uso
	Σειριακός Αριθμός Numero di serie		Μην χρησιμοποιείται εάν το κουτί είναι κατεστραμμένο Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato
	Αριθμός Παρτίδας Numero di lotto		Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά Modo giusto
	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Identificazione unica del dispositivo		Κρατήστε μακριά από ηλιοφάνεια Tenere lontano della luce del sole
	Διατηρήστε Στεγνό Mantenere asciutto		Ύψος στοίβαξης 3 κιβώτια Altezza di impilamento
	Χειριστείτε με προσοχή Maneggiare con cura		Εύθραυστο Fragile
	Χρήση Μόνο για Εσωτερικό Solo per uso all'interno		Απόρριψη Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche