

SCHEMA TECNICA
POLSIERA UNIVERSALE
AMBIDESTRA
CON STECCA PALMARE

Misura	Codice
Unica	PL-001

Indicazioni

- Artriti.
- Trattamento conservativo di tendiniti.
- Distorsioni del polso e del carpo.
- Trattamento in fase post-operatoria.

Descrizione

- Struttura elastica con stecche flessibili in materiale plastico non estraibili.
- Stecca palmare rigida in metallo estraibile.
- Sistema di chiusura a velcro con possibilità di posizionamento reversibile.
- Cinturino di chiusura palmo-dorsale.

Controindicazioni ed avvertenze

- Le indicazioni terapeutiche riportate non costituiscono, ovviamente, elenco esaustivo. Per ulteriori e più specifiche indicazioni fare sempre riferimento a valutazione del medico specialista.
- Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. In caso di reazioni allergiche, rivolgersi immediatamente al proprio medico curante.
- Il dispositivo medico deve essere impiegato a seguito di valutazione clinica effettuata da un medico specialista il quale, dopo la diagnosi, individuerà la misura e gli eventuali adattamenti nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dell'arto del paziente. Tali adattamenti e la successiva applicazione della polsiera devono avvenire a cura di personale tecnico specializzato.
- Si raccomanda di verificare con regolarità l'integrità della polsiera e la tenuta dei sistemi di chiusura. Su indicazione ed a parere del medico specialista, effettuare controlli periodici per la verifica dell'efficacia funzionale della polsiera.
- Si sconsiglia, per motivi di igiene ed efficacia terapeutica, il riutilizzo della polsiera su altri pazienti.



Via della Pace, 21
20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy
Tel. +39-02-98248016
Fax. +39-02-98247361

SCHEDA TECNICA

POLSIERA UNIVERSALE AMBIDESTRA CON STECCA PALMARE

Rev 00

Luglio 2013

Materiali componenti

Struttura	Poliestere
Stecca estraibile	Metallo
Cinghie di stabilizzazione	Poliestere
Chiusure	Nylon

Modalità di lavaggio

Lavaggio parti in tessuto

Rimuovere la stecca in metallo e procedere al lavaggio secondo le seguenti indicazioni:



Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione 1 pezzo

Garanzia Il dispositivo è coperto da garanzia di due anni per difetti di fabbricazione. La garanzia non comprende eventuali anomalie derivanti da utilizzo non idoneo. La garanzia non si applica in caso di riparazioni non autorizzate dal fabbricante ovvero nel caso di parti o componenti soggetti ad usura.

Produttore **INTERMED srl**

Codice CND **Y060612**
N. Repertorio **989006/R**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE