

 MEDICAL AND HEALTH CARE SUPPLIER	SCHEDA TECNICA ASSE DI TRASFERIMENTO "BOARD"	Rev. 0 GEN /2014
	DEMARTA VIRGINIO SAS Via Bozzalla 20 - 13814 - Pollone - BI - Italy Tel. 015 9555440 Fax. 015 9555441	

DESTINAZIONE D'USO

L'asse di trasferimento "BOARD" consente di spostare un paziente da una superficie ad un'altra, Ideale per i trasferimenti da/per l'auto, letto, carrozzina, toilette e in tutte quelle occasioni in cui il trasferimento avviene sullo stesso livello o in dislivelli minimi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- L'asse è realizzato in Polietilene.
- Dotato di due fasce antiscivolo.
- E' munito di due maniglie per facilitarne il trasporto.
- Portata Trasferimento: 180 Kg.

MODALITÀ D'IMPIEGO

- Posizionare l'asse sotto il paziente ed effettuare il trasferimento.
- Togliere l'asse.

DIMENSIONI

03.04.5020 - 59 x 32 cm.

03.04.5050 - 76 x 32 cm.

MANUTENZIONE

- Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche di base alcolica.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Utilizzare e conservare in posizione orizzontale.
- Il prodotto deve essere conservato e utilizzato lontano da fiamme libere e fonti di calore.
- Il dispositivo deve essere sanificato prima dell'eventuale riutilizzo.
- Non si è a conoscenza di eventuali effetti collaterali.

SMALTIMENTO

Il dispositivo deve essere smaltito secondo le normative vigenti nel paese.

CODICE ARTICOLO

03.04.5020

03.04.5050

CODICE ISO: "Inesistente"

RDM: 204855/R

CND: Z12019010

NORME E DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

- CLASSIFICAZIONE CE - (DIRETTIVA 93/42/CEE) - Classe I non in vitro e senza funzione di misura.
- EN-ISO 12182:2012
- UNI CEI EN ISO 14971:2012

