

Codice	Misura
<b>A4-35</b>	<b>35</b>
<b>A4-36</b>	<b>36</b>
<b>A4-37</b>	<b>37</b>
<b>A4-38</b>	<b>38</b>
<b>A4-39</b>	<b>39</b>
<b>A4-40</b>	<b>40</b>

Codice	Misura
<b>A4-41</b>	<b>41</b>
<b>A4-42</b>	<b>42</b>
<b>A4-43</b>	<b>43</b>
<b>A4-44</b>	<b>44</b>
<b>A4-45</b>	<b>45</b>
<b>A4-46</b>	<b>46</b>



### **Indicazioni**

Calzatura comoda indicata nel decorso post-operatorio, nel trattamento di lesioni ulcerative, traumi del piede o interventi chirurgici.

### **Descrizione**

Calzatura con ampia apertura superiore per favorire la calzatura e con chiusura a velcro regolabile. Tomaia in panno in materiale anallergico, traspirante e lavabile.

Contrafforte semirigido termoformabile e personalizzabile dal tecnico ortopedico.

Suola con struttura monoblocco in mescola orto-assorbente e antiscivolo.

Tomaia ancorata alla suola con collante a base di acqua (privo di soventi chimici) e con cucitura di tenuta sul bordo suola.

Predisposta per l'inserimento di un plantare estraibile o di plantari personalizzati, realizzati per il trattamento di alterazioni della morfologia del piede o per la prevenzione delle algie plantari.

Colore nero

### **Controindicazioni ed avvertenze**

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

### **Sicurezza**

La calzatura è realizzata con materiali privi di lattice e in conformità alla Direttiva RoHS 2002/95/CE.

In particolare non sono presenti le seguenti sostanze chimiche:


PBB – Polibromobifenili

PBDE – Polibromobifenil eteri

Piombo e suoi composti

Composti del Cromo Esavalente

Mercurio e suoi composti

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<b>SCHEDA TECNICA</b>  <b>Calzatura fisiologica</b> <b>ACTIVA 4</b>	<b>Rev. 01</b> <b>Ottobre 2010</b>
--	--	---------------------------------------

### **Pulizia**

Non lavare la calzatura per immersione, direttamente sotto il getto dell'acqua o in lavatrice. Lavare con acqua tiepida, massimo 40 °C, e sapone neutro. Sono preferibili detersivi ad alta biodegradabilità. Non utilizzare prodotti aggressivi e sgrassanti (alcool, detersivi per bucato, candeggina, ammoniaca e solventi). Evitare materiali abrasivi quali spazzole lana d'acciaio, carta vetrata e lame metalliche per l'eliminazione di eventuali macchie. Non asciugare la calzatura umida o bagnata direttamente con fonti di calore che potrebbero comportare danni alla stessa.

### **Conservazione**

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

### **Smaltimento**

I materiali utilizzati per la fabbricazione della calzatura sono del tipo parzialmente ecologico. Pertanto devono essere smaltiti in accordo alle normative vigenti. Si raccomanda di non disperdere il prodotto nell'ambiente.

### **Produttore**

INTERMED S.r.l.  
Via della Pace, 21  
20098 S. Giuliano Milanese (MI)

**Codice CND      Y063303**  
**N. Repertorio    79006**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CE