

REF 300	 Albo Land s.r.l.	Data di produzione. Vedi Lotto	Ultima modifica. 08/05/2020
<b>CUSCINO GEL PUNTINATO.</b>			
			
<b>MISURE:</b> 40x40x5	<b>COLORE:</b> GRIGIO.		
<b>COMPOSIZIONE:</b> FODERA 100% POLIESTERE TINTO.CON TRATTAMENTO HYDRO-COOL E SILVER+. ANTISCIVOLO PL 9% PVC 91%. SMARTGEL® IMMERSO IN MATERIALE VISCOELASTICO.	<b>LAVAGGIO:</b> SOLO PER LA FODERA: LAVARE A MANO CON ACQUA A 30° E DETERSIVO PER CAPI DELICATI. NON STRIZZARE NO CANDEGGIO ED ASCIUGARE LONTANO DA FONTI DI CALORE.		
<b>INDICAZIONI:</b> INDICATO PER LUNGODEGENTI E PER DISABILI COSTRETTI ALLA CARROZZELLA.PREVIENE PIAGHE DA DECUBITO NELL'AREA DELLE OSSA ISCHIATICHE.IL DISEGNO A PUNTI FAVORISCE UNA BUONA CIRCOLAZIONE DELL'ARIA	<b>ISTRUZIONI:</b> POSIZIONARE IL CUSCINO SULLA SEDUTA DELLA CARROZZELLA O COMODA CON LE SACCHE DI GEL RIVOLTE VERSO LE COSCE, IN QUESTO MODO LA PRESSIONE VIENE DISTRIBUITA PREVENENDO LA FORMAZIONE DI PIAGHE		
<b>CONTROINDICAZIONI:</b> SE SEGNALATE DAL MEDICO CURANTE.NON FORARE LA SACCA DI GEL.NON METTERE A DIRETTO CONTATTO CON LA PELLE.	<b>CONFEZIONE:</b> BUSTA DI TNT.		
<b>AVVERTENZE:</b> DISPOSITIVO NON STERILE SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI LAVAGGIO IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL PRODOTTO, INFORMARE TEMPESTIVAMENTE ALBO LAND SRL AI SEGUENTI RECAPITI: e-mail: <a href="mailto:info@alboland.com">info@alboland.com</a> Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 371877	<b>GARANZIA:</b> IL PRESIDIO E' GARANTITO A NORMA DI LEGGE. PER I DIFETTI DI FABBRICAZIONE, SONO ESCLUSE LE PARTI DI CONSUMO.		
<b>300</b> N° progressivo: 1703898 GMDN: 35229 CND: Y033303	 <b>DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I</b>		