

REF 299	 Albo Land s.r.l.	Data di produzione. Vedi Lotto	Ultima modifica. 07/05/2020
CUSCINO GEL EQUILIBRATORE VISCOELASTICO.			
			
MISURE: cm 40 X 40 X 7	COLORE: GRIGIO.		
COMPOSIZIONE: FODERA 100% POLIESTERE TINTO.CON TRATTAMENTO HYDRO-COOL E SILVER+. ANTISCIVOLO PL 9% PVC 91%. SACCA DI FLUIDO RACCHIUSA DA SCHIUMA VISCOELASTICA. Disponibile anche con la fodera Jersey di cotone 100%	LAVAGGIO: SOLO PER LA FODERA: LAVARE A MANO CON ACQUA A 30° E DETERATIVO PER CAPI DELICATI. NON STRIZZARE NO CANDEGGIO ED ASCIUGARE LONTANO DA FONTI DI CALORE.		
INDICAZIONI: INDICATO PER LUNGODEGENTI E PER DISABILI COSTRETTI ALLA CARROZZELLA.PREVIENE PIAGHE DA DECUBITO NELL'AREA DELLE OSSA ISCHIATICHE.	ISTRUZIONI: POSIZIONARE IL CUSCINO SULLA SEDUTA DELLA CARROZZELLA O COMODA CON LA SACCA DI GEL POSIZIONATA NELLA PARTE ISCHIATICA, IN QUESTO MODO LA PRESSIONE VIENE DISTRIBUITA PREVENENDO LA FORMAZIONE DI PIAGHE.		
CONTROINDICAZIONI: SE SEGNALATE DAL MEDICO CURANTE.NON FORARE LA SACCA DI GEL.NON METTERE A DIRETTO CONTATTO CON LA PELLE.	CONFEZIONE: BUSTA DI TNT.		
AVVERTENZE: AVVERTENZE: DISPOSITIVO NON STERILE SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI LAVAGGIO IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL PRODOTTO, INFORMARE TEMPESTIVAMENTE ALBO LAND SRL AI SEGUENTI RECAPITI: e-mail: info@alboland.com Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 371877	GARANZIA: IL PRESIDIO E' GARANTITO A NORMA DI LEGGE. PER I DIFETTI DI FABBRICAZIONE, SONO ESCLUSE LE PARTI DI CONSUMO. SMALTIMENTO: LO SMALTIMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO IN CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE NAZIONALI E LOCALI IN VIGORE.		
299 N° progressivo: 140936 GMDN: 35229 CND: Y033303	 DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I		