

Rev. 01
Giugno 2010

 **LifeMED**

Scheda tecnica

seca 711

Bilancia pesa persone meccanica

 **INTERMED**
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
711 7021 004	Bilancia pesa persone meccanica medicale

Indicazioni	
Produttore	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
CND	V0399
Repertorio	92665/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42
Produzione	Made in Cina

Indicazioni

Bilancia meccanica pesapersona per uso medico.

Descrizione

seca 711: bilancia meccanica a colonna con scala a livello degli occhi.

Con una portata di 220 kg, questa bilancia meccanica a colonna è anche adatta per pesare pazienti sovrappeso. Caratteristiche di aiuto sono la bassa ma ampia pedana e il tappetino di gomma rigida antiscivolo che offre al paziente un punto d'appoggio sicuro.

La scala graduata è serigrafata su entrambi i lati, così, sia il paziente che il medico, possono leggere i valori.

La struttura di alta qualità della bilancia, la base di ghisa e la colonna di acciaio, garantiscono una posizione stabile e una lunga durata. Pedana con rotelle per un facile trasporto.

Come optional alla bilancia può essere montato l'altimetro seca 220.

Accessori presenti all'interno della confezione

711

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Manuale d'uso

Caratteristiche tecniche

Portata:	220 Kg.
Divisione:	100 g.
Dimensioni (LxAxP):	520 x 1.556 x 520 mm
Pedana (LxAxP):	350 x 80 x 345 mm
Peso:	21,7 Kg.
Temperatura ambientale d'uso:	+10°C ~ 40°C
Approvazione CEE 90/384 del 20.06.1990 in materia di strumenti per pesare:	Omologata in Classe III

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Appoggiare la bilancia su un piano stabile e sicuro.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

Accessori

220 1714 004	Altimetro applicabile alle bilance pesa persone a colonna
--------------	---

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142