

Rev. 02
Giugno 2010

 LifeMED

Scheda tecnica

LF-135

Sfigmomanometro ad aneroide per
l'automisurazione

 INTERMED
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
LF-135	Sfigmomanometro ad aneroide di tipo palmare, chassis antishock, con fonendoscopio incorporato

Indicazioni	
Produttore	INTERMED S.r.l. – S. Giuliano Milanese – Italia
CND	C9006
Repertorio	15524/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42

Indicazioni

Sfigmomanometro ad aneroide per la misura della pressione arteriosa in ambito medico ospedaliero.

Descrizione

Sfigmomanometro ad aneroide con manometro sul bracciale e testina fonendoscopio piatta incorporata sul bracciale.

Sistema di misura a 1 tubo.

Quadrante di diametro 60 mm con scala graduata a 2 colori.

Manometro protetto da eccessiva pressione.

Valvola di regolazione aria completamente in metallo.

Bracciale per adulti realizzato in nylon con chiusura a velcro e con anello metallico per facilitare l'avvolgimento.

Manometro

- chassis in materiale plastico ABS antiurto
- meccanismo in rame
- quadrante graduato in alluminio

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

- lancetta antimagnetica in lega di bronzo e stagno
- lente protezione quadrante in plastica

Bracciale

- fodera in nylon con cuciture
- velcro
- anello metallico
- camera d'aria, tubo e monopalla in poliuretano – latex free

Fonendoscopio

- testina in alluminio
- membrana in plastica
- archetto in metallo cromato
- tubo in gomma latex free
- olive auricolari in plastica dura

Accessori presenti all'interno della confezione

LF-135
Bracciale adulti latex free con fonendoscopio incorporato e monopalla
Custodia di trasporto

Caratteristiche tecniche

Parametri rilevati:	Pressione arteriosa
Metodi di misura:	Auscultatorio Riva Rocci Korotkoff
Range di pressione di gonfiaggio:	0-300 mmHg
Pressurizzazione:	Manuale mediante monopalla

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Arrotolare il tubo prolunga del bracciale con cautela evitando di formare angoli.

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

Accessori

Codice	Descrizione	Dimensioni	Colore
LF-016	Bracciale per adulti con testina fonendoscopio	52 x 14	Blu