

Rev. 02
Aprile 2010

 **LifeMED**

Scheda tecnica

521-0-019

Termometro digitale auricolare a
raggi infrarossi

 **INTERMED**
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
521-0-019	Termometro digitale - Bosotherm MEDICAL

Indicazioni	
Produttore	BOSO – Bosch & Sohn GmbH – Jungingen, Germania
CND	V03010102
Repertorio	97913
Conformità	Dispositivo di classe medica IIa conforme alla Direttiva CEE 93/42

Indicazioni

Termometro per la misura della temperatura in ambito domiciliare per adulti, bambini e neonati.

Descrizione

Termometro digitale auricolare a raggi infrarossi dal design moderno e funzionale.

Display a cristalli liquidi retroilluminato con indicazione temperatura frontale, allarme stato febbrile, temperatura misurata e temperatura ambiente troppo elevata e troppo bassa, richiamo misure memorizzate.

Pulsante di accensione e spegnimento automatico dopo 1 minuto dall'ultima operazione.

Misura della temperatura in 1 secondo.

Selezione della temperatura tra Gradi Celsius e Fahrenheit.

Memoria dell'ultima rilevazione di temperatura.

Batteria al litio ad alta autonomia. Indicazione batteria scarica.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Accessori presenti all'interno della confezione

521-0-019
20 copri sensore monouso

Caratteristiche tecniche

Range di misura temperatura:	da 0 °C a 100,00 °C (da 32,0 °F a 199,9 °F)
Precisione:	±0,2 °C tra 32,0 e 42,2 °C (± 0,4 °F tra 89,6 e 108,0 °F) ± 1 °C tra 0,0 e 31,9 °C e tra 42,3 e 100 °C (± 2 °F tra 32,0 e 89,5 °F e tra 108,1 e 199,9 °F)
Divisione:	0,1 °C (0,1 °F)
Alimentazione:	batteria al litio da 3 V – tipo CR2032
Dimensioni:	141 (L) x 26 (P) x 20 (A) mm
Peso:	45 g. batteria inclusa

Controindicazioni e avvertenze

Leggere attentamente il manuale di istruzioni a corredo con lo strumento.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142