

GARANZIA

Il prodotto è garantito 2 ANNI dalla data di acquisto. Il distributore si riserva il diritto di riparare o sostituire le parti affette da difetti di fabbricazione o nei materiali usati, senza nessuna spesa per il cliente. La garanzia non è applicabile in caso di danni legati ad un uso improprio, ad abusi, ad alterazioni o ad uno smontaggio effettuato da personale non autorizzato. Per riparazioni, nel rispetto delle suddette condizioni, inviare il prodotto munito della ricevuta di acquisto al rivenditore locale più vicino.

WARRANTY

The product has 2-YEAR warranty from purchase date which is certified by the receipt or invoice. The distributor reserves the right either to repair or replace necessary parts to correct defects in the materials or workmanship without any charge. The warranty does not apply to damage resulting from failure to follow the operating instructions, accidents, abuse, alteration or disassembly by unauthorized individuals. In case you need to get the product repaired and you fulfil the conditions of warranty, send it to the nearest retailer together with the purchase receipt.



CERTIFICATO DI GARANZIA WARRANTY CERTIFICATE



Prodotto / Product _____

Acquistato in data / Purchasing date _____

Rivenditore / Authorized dealer _____

Via / Street Località / Place _____

Venduto a / Sold to _____

Via / Street Località / Place _____


MORETTI S.P.A.

INTERNET: www.morettispa.com E-MAIL: info@morettispa.com

Made in Italy



REF **ST745**



REF **ST746**

CUSCINO IN POLIURETANO ESPANSO MANUALE D'ISTRUZIONI

EXPANDED POLYURETHANE CUSHION INSTRUCTION MANUAL

MA ST745-ST746 01A



MORETTI S.P.A.
Via Bruxelles 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11

Fax +39 055 96 21 200
www.morettispa.com
info@morettispa.com

Dispositivo Medico di Classe I
D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42

Codice ST745 - ST746

Caratteristiche

Grazie per aver acquistato il cuscino in poliuretano espanso **"LEVITAS"** by Moretti realizzato in poliuretano espanso a cellule aperte.

- **ST745** _____ cm 70x40x9 - 500g

Cuscino ospedaliero con fodera e rivestimento in Trevira ignifugo.

- **ST746** _____ cm 70x40x9 - 500g

Guanciaie ospedaliero con fodera rivestito in Skai.

Istruzioni per la pulizia

Il cuscino in poliuretano **"LEVITAS"** può essere lavato a mano o in lavatrice. Può essere sterilizzato in autoclave per 10min. a 100°C. Il dispositivo deve essere sanificato prima che sia utilizzato da un altro paziente.

ATTENZIONE

Seguire sempre le istruzioni riportate sull' etichetta.

Medical Device Class I
Directive 93/42 EEC

Codes ST745 - ST746

Technical features

Thank you for purchasing the expanded polyurethane cushion **"LEVITAS"** by Moretti, realized in expanded polyurethane with open cells.

- **ST745** _____ cm 70x40x9 - 500g

Cushion with cover and coating in Trevira fireproof.

- **ST746** _____ cm 70x40x9 - 500g

Cushion with cover, coating in Skai.

Cleaning and maintenance

The polyurethane cushions **"LEVITAS"** can be cleaned by hand or in the washing machine. It can be autoclaved at 100°C for 10 minutes max. The device has to be sanitized before the use of another patient.

ATTENTION

For cleaning and washing follow carefully product label instructions.