



**XP0000010**  
**XP0000021**  
**BILANCIA PER SOLLEVATORI**  
**DYNAMOMETER FOR LIFTERS**

<p><b>Intended use and equipment description</b></p>	<p>Accessory for Chinesport Lifter          Accessorio per sollevatori Chinesport</p>
<p><b>Special Warnings</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>LIFTING WARNING</b>  <b>AVVERTENZA DI SOLLEVAMENTO</b></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Before start lifting, you must verify correct position of hook.          An incorrectly position could provide a risk of patient fall.</p> <p style="text-align: center;">Prima di iniziare il sollevamento verificate il corretto posizionamento dei ganci del bilancino/bilancia.          Un errata posizionamento potrebbe causare la rottura del sistema e la caduta del paziente</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>SECURTY LOCK (WHERE PROVIDED)</b>  <b>SPINA DI SICUREZZA (OVE PREVISTA)</b></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;"><b>UNLOCKED</b>                      <b>LOCKED</b></p> <p style="text-align: center;">Before start lifting, you must lock the safety hook.          An incorrectly closed could encourage the exit of the pin and a consequent risk of patient fall.</p> <p style="text-align: center;">Il gancio di sicurezza deve essere correttamente chiuso prima di iniziare il sollevamento.          Un errata chiusura potrebbe favorire la fuoriuscita del perno ed una conseguente caduta del paziente</p>