

## SCHEDA TECNICA

ART. 400122

## PHYSIOFIX SPRAY



### Caratteristiche generali

Spray adesivo trasparente da utilizzare sulla pelle prima di applicare il tape per migliorarne l'adesione. Il prodotto rafforza l'adesione dei taping che si staccano durante le attività sportive

**UTILIZZO:** Spruzzare direttamente sulla zona della pelle da trattare, pulita e depilata, da una distanza di circa 20 cm. Applicare uniformemente in piccole quantità con un movimento ampio ed omogeneo.

### Caratteristiche tecniche

Aspetto: liquido limpido paglierino  
Odore : caratteristico  
Flash point : inferiore a 0°C  
Densità relativa: 0,86 gr/ml circa  
Idrosolubilità: parziale  
Liposolubilità: totale  
Metalli pesanti: non contiene

**PHARMAPIU' SRL c/o Centro IBISCO**

Edificio B moduli 14/15 – Str. Provinciale Lungofino, 187 - 65013 Città Sant'Angelo (PE)

Tel \*\*39 085 9508120 / Fax \*\*39 085 9508930 -

sito internet: [www.pharmapiusport.com](http://www.pharmapiusport.com) - e-mail: [info@pharmapiu.com](mailto:info@pharmapiu.com)

P.I. IT01351390685