

ec – Carrozzina Standard da transito

Ref. EC-Txx



Descrizione

Carrozzina da transito con telaio pieghevole, braccioli desk ribaltabili, pedane estraibili e regolabili in altezza. Ruote posteriori da 12" con copertone in PU pieno, ruote anteriori in plastica da 8" con copertone in PU pieno. Tele seduta in Nylon imbottito con tasca posteriore sullo schienale. Attacco forcella con rinforzo.

Disponibili nelle misure di seduta da 40, 43 e 46 cm con telaio a singola crociera.

Destinazione d'uso

Carrozze indicate per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, presentano riduzione della funzionalità degli arti inferiori.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y122103	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	EC-T40 EC-T43 EC-T46	1720193/R 1720200/R 1720202/R
Codice Nomenclatore Tariffario	12.22.03.003	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2018 (Intermed)	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Dimensioni

Carrozzina	EC-T40	EC-T43	EC-T46
Larghezza seduta	40 cm	43 cm	46 cm
Profondità seduta	40 cm	40 cm	40 cm
Larghezza totale	54 cm	57 cm	60 cm
Lunghezza totale	94 cm	94 cm	94 cm
Altezza seduta	50 cm	50 cm	50 cm
Altezza schienale	41 cm	41 cm	41 cm
Altezza braccioli	30 cm	30 cm	30 cm

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Caratteristiche tecniche comuni

Portata	120 Kg												
Materiali	<table> <tr> <td>Telaio</td> <td>Acciaio verniciato in Nero</td> </tr> <tr> <td>Schienale e seduta</td> <td>Nylon</td> </tr> <tr> <td>Ruote posteriori</td> <td>Poliuretano</td> </tr> <tr> <td>Forcella per ruote anteriori</td> <td>Acciaio</td> </tr> <tr> <td>Imbottitura Braccioli</td> <td>Poliuretano</td> </tr> <tr> <td>Sistema frenante</td> <td>Acciaio</td> </tr> </table>	Telaio	Acciaio verniciato in Nero	Schienale e seduta	Nylon	Ruote posteriori	Poliuretano	Forcella per ruote anteriori	Acciaio	Imbottitura Braccioli	Poliuretano	Sistema frenante	Acciaio
Telaio	Acciaio verniciato in Nero												
Schienale e seduta	Nylon												
Ruote posteriori	Poliuretano												
Forcella per ruote anteriori	Acciaio												
Imbottitura Braccioli	Poliuretano												
Sistema frenante	Acciaio												
Peso	≥ 19 kg , secondo configurazione												
Diametro ruote posteriori	12"												
Diametro ruote anteriori	8"												
Copertoni	In PU pieno												
Freni di stazionamento	Leve ad azionamento manuale												
Braccioli	Desk ribaltabili												

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti. Pulire con panno umido utilizzando detersivi non aggressivi, poi asciugare in modo accurato.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
EC-Txx**	Carrozzina standard da transito EC	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo.	1

**La confezione contiene un solo modello di carrozzina a seconda della misura scelta.

Accessori opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
EC-R01	Pedane elevabili per carrozzina EC	2
P-29L	Tavolino fisso con incavo	1
P-36	Portaflebo con attacco per carrozzina	1
EL-22	Prolunga schienale pieghevole	1
CA-104	Cuscino lombo-dorsale	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
0.0	05/07/2018	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
0.1	05/03/2019	Aggiornamento dell'immagine della carrozzina nella prima pagina della scheda.

