

Nome Prodotto

Comoda 600 P.

Destinazione d'uso

Rispetto ad una tradizionale carrozzina ad autospinta la comoda funge anche da sedia wc. Risulta quindi utile per l'espletamento delle funzioni igieniche quotidiane di disabili ed anziani e, allo stesso tempo, aiuta i soggetti con scarsa mobilità a muoversi autonomamente da una stanza all'altra dell'abitazione.



| Codice | Taglia | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Larghezza Piegata | Larghezza Seduta | Profondità Seduta | Altezza Schienale | Altezza Seduta da Terra | Portata Massima (Kg) | Dimensioni Ruote Anteriori | Dimensioni Ruote Posteriori | Peso Netto con Poggiatesta | Dimensioni Scatola |
|----------------|--------|-----------|-----------|---------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 01.04.103-600P | 43 | 110 | 66 | 107 | / | 43 | 45 | 58 | 50 | 120 | 20 (8") | 60 (24") | 25.5 | 69x74x58 |

| Caratteristiche | |
|--|--|
| Telaio | Rigido in Acciaio Cromato |
| Seduta | Anatomica |
| Tappo di Chiusura del Sedile Wc | Prolungato fino alla Parte Anteriore con Maniglia per la Rimozione |
| Vaschetta Wc | PVC |
| Schienale | Reclinabile ed Imbottito |
| Ruote Anteriori | 20 cm (200 x 50) |
| Ruote Posteriori | 60 cm (24" x 1 3/8) |
| Anello Corrimano | Acciaio |
| Braccioli | Ribaltabili, Modello a Scrivania con Poggiatesta in PVC |
| Pedane | Estraibili con Supporto per Gambe |
| Poggiatesta | PVC Nero |
| Materiale Rivestimento | Lavabile ed Ignifugo |
| Manutenzione e Pulizia | |
| Si consiglia la pulizia una volta a settimana con un semplice detergente diluito in acqua | |
| Non utilizzare prodotti corrosivi, acidi, benzina o simili | |
| La vaschetta Wc deve essere pulita dopo ogni utilizzo | |
| Conservazione e Smaltimento | |
| Si consiglia l'uso ad un solo utente | |
| Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore | |
| Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata | |
| Confezione e Nr. Articoli | |
| Scatola | 1 Pezzo |
| Garanzia | |
| Europea | 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili |
| Riferimenti del Prodotto | |
| Fabbricante | Demarta Virgino S.a.S. |
| Classe di Dispositivo 93/42 | Classe I |
| Codice ISO | 09.12.03.012 |
| Codice CND | Y122106 |
| Codice RDM | 1651614/R |

Product Name

Commode Wheelchair 600 P.

Use

Compared to a traditional manual wheelchair, the commode also acts as a toilet seat. It is therefore useful during daily hygiene functions of disabled people or elderly. At the same time it helps people with little mobility to move independently from one room to another.



| Code | Size | Length | Width | Height | Width Folded | Seat Width | Seat Depth | Back Height | Floor to Seat Height | Weight Capacity | Front Wheel | Rear Wheel | Weight with Footrest | Carton Size |
|----------------|------|--------|-------|--------|--------------|------------|------------|-------------|----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------------|-------------|
| 01.04.103-600P | 43 | 110 | 66 | 107 | / | 43 | 45 | 58 | 50 | 120 | 20 (8") | 60 (24") | 25.5 | 69x74x58 |

| Features | |
|--|--|
| Frame | Steel Frame |
| Seat | Anatomical |
| Closing Seat | Extended to the Side Front with Handle for Removal |
| Wc Bowl | PVC |
| Backrest | Adjustable and Padded Reclining |
| Front Wheels | 20 cm with PU Tires (200 x 50) |
| Rear Wheels | 60 cm with PU Tires (24 " x 1 3/8) |
| Handrim | Steel |
| Armrest | Flip Back Desk Model Armrest with PVC Armpad |
| Footrest | Swing Away and Length Adjustable with Leg Support |
| Footplate | Plastic Black |
| Coating | Washable and fireproof |
| Maintenance and Cleaning | |
| The commode chair must be periodically cleaned, at least once a week, with simple detergent diluted with water | |
| Corrosive, acid, petrol based or similar products should not be used | |
| The bowl must be carefully cleaned after each use | |
| Storage and Disposal | |
| Single-user Product | |
| Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition | |
| Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection | |
| Package and Nr. Items | |
| Box | 1 Piece |
| Warranty | |
| European | 24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts |
| Product References | |
| Manufacturer | Demarta Virginio S.a.S. |
| Directive 93/42 | Class I |
| ISO Code | 09.12.03.012 |
| CND Code | Y122106 |
| RDM Code | 1651614/R |