

**Nome Prodotto**

Comoda 600 A.

**Destinazione d'uso**

Rispetto ad una tradizionale carrozzina ad autospinta la comoda funge anche da sedia wc. Risulta quindi utile per l'espletamento delle funzioni igieniche quotidiane di disabili ed anziani e, allo stesso tempo, aiuta i soggetti con scarsa mobilità a muoversi autonomamente da una stanza all'altra dell'abitazione.



Codice	Taglia	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Larghezza Piegata	Larghezza Seduta	Profondità Seduta	Altezza Schienale	Altezza Seduta da Terra	Portata Massima (Kg)	Dimensioni Ruote Anteriori	Dimensioni Ruote Posteriori	Peso Netto con Poggiapiedi	Dimensioni Scatola
01.04.103-600A	43	89	66	107	/	43	45	58	50	120	60 (24")	20 (8")	26	69x74x58

Caratteristiche	
Telaio	Rigido in Acciaio Cromato
Seduta	Anatomica
Tappo di Chiusura del Sedile Wc	Prolungato fino alla Parte Anteriore con Maniglia per la Rimozione
Vaschetta Wc	PVC
Schienale	Reclinabile ed Imbottito
Ruote Anteriori	60 cm (24" x 1 3/8)
Ruote Posteriori	20 cm (200 x 50)
Anello Corrimano	Acciaio
Braccioli	Ribaltabili, Modello a Scrivania con Poggiabraccio in PVC
Pedane	Estraibili con Supporto per Gambe
Poggiapiedi	PVC Nero
Materiale Rivestimento	Lavabile ed Ignifugo
Manutenzione e Pulizia	
Si consiglia la pulizia una volta a settimana con un semplice detergente diluito in acqua	
Non utilizzare prodotti corrosivi, acidi, benzina o simili	
La vaschetta Wc deve essere pulita dopo ogni utilizzo	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	09.12.03.012
Codice CND	Y122106
Codice RDM	1651614/R

**Product Name**

Commode Wheelchair 600 A.

**Use**

Compared to a traditional manual wheelchair, the commode also acts as a toilet seat. It is therefore useful during daily hygiene functions of disabled people or elderly. At the same time it helps people with little mobility to move independently from one room to another.



Code	Size	Length	Width	Height	Width Folded	Seat Width	Seat Depth	Back Height	Floor to Seat Height	Weight Capacity	Front Wheel	Rear Wheel	Weight with Footrest	Carton Size
01.04.103-600A	43	89	66	107	/	43	45	58	50	120	60 (24")	20 (8")	26	69x74x58

Features	
Frame	Steel Frame
Seat	Anatomical
Closing Seat	Extended to the Side Front with Handle for Removal
Wc Bowl	PVC
Backrest	Adjustable and Padded Reclining
Front Wheels	60 cm with PU Tires (24 " x 1 3/8)
Rear Wheels	20 cm with PU Tires (200 x 50)
Handrim	Steel
Armrest	Flip Back Desk Model Armrest with PVC Armpad
Footrest	Swing Away and Length Adjustable with Leg Support
Footplate	Plastic Black
Coating	Washable and fireproof
Maintenance and Cleaning	
The commode chair must be periodically cleaned, at least once a week, with simple detergent diluted with water	
Corrosive, acid, petrol based or similar products should not be used	
The bowl must be carefully cleaned after each use	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr. Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	09.12.03.012
CND Code	Y122106
RDM Code	1651614/R