

Nome Prodotto

Sling.

Codice	Misure (cm)	Portata (Kg)
03.04.3030	60 x 20	180




**Destinazione d'uso**

I Sistemi di Trasferimento sono destinati alla facilitazione delle operazioni di movimentazione manuale dei pazienti attraverso manovre di spinta, trazione, scivolamento e scorrimento. Sono stati progettati per l'uso in ospedali, case di cura e strutture sanitarie/assistenziali e per l'assistenza domiciliare.

Descrizione

La fascia ergonomica di trasferimento SLING è piccola, leggera, resistente e facile da usare. E' un ottimo aiuto all'operatore per i trasferimenti di pazienti con parziale mobilità residua.

E' imbottita, presenta una lastra di materiale robusto ma flessibile al suo interno e quattro maniglie per una presa salda.

Materiali	
Rivestimento Esterno	Nylon
Lastra Interna	Polietilene
Manutenzione e Pulizia	
	Lavaggio Max. 60°C
	Non Stirare
	Non Asciugare a Tamburo
Disinfezione possibile con LT-CIN (45% alcool isopropilico)	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice CND	Y123099
Codice RDM	99504/R

Product Name

Sling.

Code	Dimensions (cm)	Capacity (Kg)
03.04.3030	60 x 20	180






Use

The Transfer Systems are intended for facilitating the manual handling operations of patients through thrust, traction, sliding maneuvers. They have been designed for use in hospitals, nursing homes and healthcare facilities and for home care.

Description

The ergonomic SLING is small, light, durable and easy to use. It is an excellent help to the operator for transfers of patients with partial mobility.

It is padded, it has a sheet of strong but flexible material inside and four handles for a greater grip.

Materials	
External Coating	Nylon
Internal Sheet	Polyethylene
Maintenance and Cleaning	
	Water Temperature not Above 60°C or 140°F
	Do not Iron
	Do not Tumble Dry
Possible disinfection with LT-CIN (45% isopropyl alcohol)	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
CND Code	Y123099
RDM Code	99504/R