

Nome Prodotto

Posizionatore Antidecubito Protezione per Tallone Polymoove.



Codice	Misure (cm)
03.05.POLTAL	25 x 8/3

Destinazione d'uso

I Posizionatori Polymoove sono un valido aiuto per gli operatori sanitari per il posizionamento del paziente. Sono studiati per donare comfort, supporto/stabilità e protezione delle zone vulnerabili.






Si adattano alla morfologia del corpo in modo eccellente grazie alla composizione in sfere di espanso granulato.

Grazie alle svariate forme sono versatili e facilmente combinabili tra di loro.

Descrizione

La PROTEZIONE PER TALLONE POLYMOOVE è composta internamente da espanso granulato contenuto in un involucro protettivo in cotone. Il tutto è rivestito da una fodera esterna in Obatex (tessuto traspirante, impermeabile, ignifugo, bielastico e Sanitized) sfoderabile grazie alla cerniera posta sul fianco.

E' utilizzata come supporto per polpaccio, caviglia, tallone e piede.

Materiali	
Imbottitura	Espanso Granulato
Involucro Protettivo	Cotone
Fodera Esterna	Obatex
Manutenzione e Pulizia Fodera Esterna	
	Lavabile in Lavatrice a Max 95°C
	Non Candeggiare
	Non Stirare
	Lavare a Secco con Tutti i Solventi
	Asciugatura a Tamburo con Temperatura Max 60°C
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice CND	Y060399
Codice RDM	225942/R

Product Name

Hell Protection Polymoove.



Code	Dimensions (cm)
03.05.POLTAL	25 x 8/3

Use






Positioners Polymoove are a valuable aid for healthcare professionals for patient positioning. They are designed to give comfort, support / stability and protection of vulnerable areas.

They adapt to the morphology of the body in an excellent way thanks to the composition of granulated foam spheres. Thanks to the various shapes are versatile and they can be easily combined together.

Description

The HEEL PROTECTION POLYMOOVE is internally composed of granulated foam contained in a protective cotton overwrap. The whole is covered by an external Obatex cover (breathable, waterproof, fireproof, two way stretchable and Sanitized fabric), removable thanks to the zip on the side.

It can be used as a calf, ankle, heel and foot support.

Materials	
Padding	Granulated Foam
Protective Overwrap	Cotton
External Cover	Obatex
External Cover Maintenance and Cleaning	
	Water temperature not above 95°C or 200°F
	Do not bleach
	Do not iron
	Dryclean with any solvent
	Tumble dry Max temperature 60°C or 140°F
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
CND Code	Y060399
RDM Code	225942/R