


**DESTINAZIONE D'USO**

Il materasso ventilato ZETA 600 deve essere utilizzato su un letto, posizionato con il lato sagomato verso l'alto. Se si tratta di una versione a più sezioni sarà sufficiente porle in sequenza, non è necessario seguire un ordine particolare.

Durante l'utilizzo non porre mai l'epidermide a diretto contatto col poliuretano; questo perché la superficie lievemente ruvida potrebbe provocare abrasioni superficiali.

E' pertanto necessario l'utilizzo del materasso unitamente ad una fodera oppure un lenzuolo, di qualsiasi materiale idoneo.


**CARATTERISTICHE**

- Materiali: poliuretano espanso flessibile.
- Densità: 30 kg/m<sup>3</sup>, kPa da 3,7
- Fodera disponibile: bielastica e traspirante, asportabile e lavabile a caldo.
- Controllo qualità sul 100% dei lotti.
- Stoccaggio: Temperatura compresa tra (10 ÷ 50) °C. Umidità compresa tra (20 ÷ 80) %
- Imballo singolo in sacco di colore scuro.
- Allergie: non si conoscono effetti allergici.
- Non putrescibile.



Classe I

80 cm	190 cm	14 cm	Salmone	6,5 Kg	120 Kg

Altre misure su richiesta

**PRODUTTORE: Officina Ortopedica Ferrero s.r.l.**

Sede Legale: Via Druento, 258  
10078 - Venaria Reale (TO) Italy  
Tel. 011 2277411 - Fax 011 2277430  
E-mail: info@ferrerortopedica.it

**RDM:** 473025

**CND:** Y033306

**CONFORMITÀ:**

- Vengono fabbricate secondo le normative Medical Device Directive MDD CEE 93/42 • Dispositivo medico di CLASSE 1 • Rispetta le seguenti normative europee: UNI CEI EN ISO 14971/12 – EN 12182/12 .