

## Nome Prodotto















Carrozzina ad Autospinta Viky Comfy Light.

## Destinazione d'uso

Le carrozzine sono un mezzo di trasporto indispensabile per le persone disabili con assente o ridotta capacità di deambulazione.

Lo scopo è quello di facilitare gli spostamenti autonomi e di salvaguardare il benessere fisico della persona, evitando la comparsa di complicanze correlate alla posizione seduta obbligatoria (piaghe da decubito, dolori posturali cronici...).



Codice	Taglia	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Larghezza Piegata	Larghezza Seduta	Profondità Seduta	Altezza Schienale	Altezza Seduta da Terra	Portata Massima (Kg)	Dimensioni Ruote Anteriori	Dimensioni Ruote Posteriori	Peso Netto con Appoggiatesta	Dimensioni Scatola
Misure in Cm														
01.04.63EDQR41FD	41	80	61	90.5	29.5	41	40	44	50	120	20 (8")	60 (24")	15.8	82x31x94
01.04.63EDQR43FD	43	80	63	90.5	30	43	40	44	50	120	20 (8")	60 (24")	15.9	82x31x94
01.04.63EDQR46FD	46	80	65	90.5	30.5	46	40	44	50	120	20 (8")	60 (24")	16	82x31x94
01.04.63EDQR48FD	48	80	67	90.5	31	48	40	44	50	120	20 (8")	60 (24")	16.1	82x31x94

## Caratteristiche

Telaio	Alluminio Verniciato a Polvere
Crociera	Doppia
Colore	Grigio Canna di Fucile (Opaco)
Ruote Anteriori	20 x 2,5 cm (8" x 1") PU Grigie Regolabili in Altezza
Ruote Posteriori	Estraibili da 60 cm (24") PU Grigie Regolabili in Altezza
Anello Corrimano	Alluminio
Braccioli	Modello a Scrivania, Ribaltabili e Regolabili in Altezza e Profondità
Pedane	Estraibili e Regolabili con Supporto per Gambe
Poggiatesta	PVC Nero
Sedile e Schienale	Nylon Morbido Imbottito, lavabile e disinfettabile
Schienale	Regolabile in Altezza (4 livelli)
Ruote Anti-ribaltamento e Ruotine per Ascensore	
Sono presenti dei perni spostabili in più posizioni rispetto al telaio, per trasformare la carrozzina da autospinta in transito	
<b>Manutenzione e Pulizia</b>	
Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcolica	
<b>Conservazione e Smaltimento</b>	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
<b>Confezione e Nr. Articoli</b>	
Scatola	1 Pezzo
<b>Garanzia</b>	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
<b>Riferimenti del Prodotto</b>	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	12.22.03.006
Codice CND	Y122106
Codice RDM	1696279/R

**Product Name**















Manual Wheelchairs Viky Comfy Light.

**Use**

The wheelchairs are an essential way of transport for disabled people with none or limited walking ability.

The purpose is to facilitate autonomous movements and to safeguard the physical well-being of the person, avoiding the appearance of complications related to the sitting position (bed sores, chronic postural pains ...).



Code	Size	Length	Width	Height	Width Folded	Seat Width	Seat Depth	Back Height	Floor to Seat Height	Weight Capacity	Front Wheel	Rear Wheel	Weight with Footrest	Carton Size
Measures in Cm														
01.04.63EDQR41FD	41	80	61	90.5	29.5	41	40	44	50	120	20 (8")	60 (24")	15.8	82x31x94
01.04.63EDQR43FD	43	80	63	90.5	30	43	40	44	50	120	20 (8")	60 (24")	15.9	82x31x94
01.04.63EDQR46FD	46	80	65	90.5	30.5	46	40	44	50	120	20 (8")	60 (24")	16	82x31x94
01.04.63EDQR48FD	48	80	67	90.5	31	48	40	44	50	120	20 (8")	60 (24")	16.1	82x31x94

Features	
Frame	Powder Coating Aluminum Frame
Cross Bar	Double Cross Brace
Color	Smokey Grey (Dull Polish)
Front Wheels	20 x 2,5 cm (8" x 1") PU Grey Tyre
Rear Wheels	60 cm (24"), Spoke Wheels, PU Grey Tyre, Quick Release
Handrim	Aluminum
Armrest	Height-adjustable Flip Back Slope Model Armrest
Footrest	Swing In and Away, Length Adjustable with Leg Support
Footplate	Plastic Black
Seat and Backrest	Soft and Padded Nylon, washable and disinfected
Backrest	Height adjustable (4 levels)
Small Wheels for Lift and Anti Tipper Wheels	
Frame transformable to manual wheelchair to a transit one	
Maintenance and Cleaning	
Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants even with alcohol base	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr. Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	12.22.03.006
CND Code	Y122106
RDM Code	1696279/R