

**Nome Prodotto**  
Rollator Endurance Super Leggero.

**Destinazione d'uso**

I deambulatori sono indicati nella fase di rieducazione alla deambulazione in soggetti anziani o con limitazioni funzionali di varia natura. Offrono stabilità, facilità di utilizzo e migliorano la sensazione di equilibrio dell'utilizzatore.

Quest'ausilio è concepito per l'uso di un solo utente, in ambienti interni o esterni.



Codice	Lunghezza	Larghezza Interna	Larghezza Totale	Altezza	Dimensioni Seduta	Altezza Seduta da Terra	Portata Massima	Dimensioni Ruote Anteriori	Dimensioni Ruote Posteriori	Peso Netto	Dimensioni Scatola	Colore
Misure in Cm												
01.06.411T	69	47	62	79/92	45x20	54	136	20 (8")	20 (8")	7.9	66x31x37	Titanio
01.06.411GO	69	47	62	79/92	45x20	54	136	20 (8")	20 (8")	7.9	66x31x37	Grigio Opaco
01.06.411AB	69	47	62	79/92	45x20	54	136	20 (8")	20 (8")	7.9	66x31x37	Arancio

**Caratteristiche**

Struttura in alluminio pieghevole con seduta e schienale in tela, supporto porta-bastone laterale

Quattro ruote del diametro di 20 cm (ruote frontali piroettanti con catarifrangente, due posteriori fisse), è presente un dispositivo frenante a leva sulle ruote posteriori.

Borsa in tela porta-oggetti estraibile con tracolla

Manopole ergonomiche e regolabili in altezza

Altezza del sedile da terra 54 cm

**Materiali**

Telaio Alluminio

Ruote PVC

Seduta PVC

**Manutenzione e Pulizia Telaio**

Usare un panno umido con del sapone neutro

Non utilizzare macchine di lavaggio a getto di acqua e/o vapore, oggetti abrasivi e spazzole metalliche

Evitare assolutamente l'utilizzo di prodotti acidi, alcalini o solventi come ad esempio l'acetone o il diluente

**Manutenzione e Pulizia Ruote**

Pulire le ruote con acqua tiepida e detersivo neutro

Lubrificare periodicamente le ruote

**Conservazione e Smaltimento**

Si consiglia l'uso ad un solo utente

Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata

**Confezione e Nr. Articoli**

Scatola 1 Pezzo

**Garanzia**

Europea 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili

**Riferimenti del Prodotto**

Fabbricante Demarta Virginio S.a.S.

Classe di Dispositivo UE 2017/745 Classe I

Codice ISO 12.06.09.003

Codice CND Y120609

Codice RDM 01.06.411T: 2014345/R      Codice RDM 01.06.411GO: 2184718/R      Codice RDM 01.06.411AB: 2184719/R

**Product Name**  
Rollator Endurance.

**Use**

The walkers and rollators are indicated in the walk rehabilitation for elderly or subjects with functional limitations of various kinds. They offer stability, ease of use and improve the sense of balance. This aid is designed for a single user, in indoor or outdoor environments according on models.



Code	Length	Inside Width	Width	Height	Seat Dimensions	Floor to Seat Height	Weight Capacity	Front Wheel	Rear Wheel	Net Weight	Carton Size	Color
Measures in Cm												
01.06.411T	69	47	62	79/92	45x20	54	136	20 (8")	20 (8")	7.9	66x31x37	Titanium
01.06.411GO	69	47	62	79/92	45x20	54	136	20 (8")	20 (8")	7.9	66x31x37	Matt Gray
01.06.411AB	69	47	62	79/92	45x20	54	136	20 (8")	20 (8")	7.9	66x31x37	Burnt Orange

Features	
Folding aluminum structure with seat and fabric back, side stick holder	
Four wheels with a diameter of 20 cm (front swivel wheels with reflector, two fixed rear wheels), there is a lever braking device on the rear wheels	
Removable object-holder bag with shoulder strap	
Ergonomic and height-adjustable knobs	
Height of the seat from the ground 54 cm	
Materials	
Frame	Aluminum
Wheels	PVC
Seat	PVC
Frame Maintenance and Cleaning	
Use a damp cloth with mild soap	
Do not use water and / or steam jet washing machines, abrasive objects and metal brushes	
Must not use acid, alkaline or solvent products such as acetone	
Wheels Maintenance and Cleaning	
Clean the wheels with warm water and neutral detergent	
Lubricate the wheels periodically	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive UE 2017/745	Class I
ISO Code	12.06.09.003
CND Code	Y120609
RDM Code 01.06.411T: 2014345/R	RDM Code 01.06.411GO: 2184718/R
RDM Code 01.06.411AB: 2184719/R	