

Nome Prodotto

Linea di Contenzione ADIGGY: Cintura di Fissaggio per Tronco.

Codice	Taglia
01.12.AD13	Unica
01.12.AD13M	Unica

Destinazione d'uso

La Linea di Contenzione ADIGGY comprende tutti quei ausili utilizzati per immobilizzare il paziente alla sedia a rotelle, letto ecc. Vengono impiegati per garantire la massima sicurezza di chi li utilizza per evitare cadute o traumi di varia natura.





**Descrizione**

La CINTURA DI FISSAGGIO PER IL TRONCO viene utilizzata per fissare il paziente alla sedia a rotelle. E' composta da una fascia addominale con cinghie per la stabilità del tronco.

E' studiata per evitare possibili cadute, conferisce un'adeguata stabilità del paziente, evitando movimenti laterali e scivolamenti.

Caratteristiche:

- 01.12.AD13: la chiusura avviene tramite fibbie in plastica.
- 01.12.AD13M: sistema di chiusura magnetica.

Materiali	
Cintura	Poliestere
Manutenzione e Pulizia	
	Lavaggio Max 60° C
	Non Stirare
	Non Candeggiare
	Non Utilizzare l'Asciugatrice
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice CND	V0899
Codice RDM	204439/R



Product Name

ADIGGY Line: Torso Fixing Belt.

Code	Size
01.12.AD13	One
01.12.AD13M	One

Use

The ADIGGY Line includes all the aids used to immobilize the patient in a wheelchair, bed, etc. They are used to ensure maximum safety of those who use them to prevent falls or traumas of various kinds.







Description

The TORSO FIXING BELT is used to attach the patient to a wheelchair. It is composed of an abdominal belt with straps for the stability of the trunk.

It is studied to avoid possible falls, it gives stability of the patient, avoiding trunk lateral movements and slips.

Features:

- 01.12.AD13: closing trough plastic buckles.
- 01.12.AD13M: magnetic closure system.

Materials	
Belt	Polyester
Maintenance and Cleaning	
	Water temperature not above 60° C
	Do not iron
	Do not bleach
	Do not dry in dryer
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
CND Code	V0899
RDM Code	204439/R