

Nome Prodotto

Linea di Contenzione ADIGGY: Cintura di Fissaggio al letto • Polipropilene.

Codice	Taglia
01.12.AD54M	M
01.12.AD54L	L





**Destinazione d'uso**

La Linea di Contenzione ADIGGY comprende tutti quei ausili utilizzati per immobilizzare il paziente alla sedia a rotelle, letto ecc. Vengono impiegati per garantire la massima sicurezza di chi li utilizza per evitare cadute o traumi di varia natura.

Descrizione

La CINTURA DI FISSAGGIO AL LETTO viene utilizzata per quei pazienti che necessitano di immobilizzazione ma, allo stesso tempo, offre una mobilità residua per poter rendere possibili i cambiamenti posturali.

Il sistema di chiusura avviene tramite chiave magnetica. La cintura è realizzata in polipropilene.

Materiali	
Cintura	Polipropilene
Manutenzione e Pulizia	
	Lavaggio Max 60° C
	Non Stirare
	Non Candeggiare
	Non Utilizzare l'Asciugatrice
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice CND	V0899
Codice RDM	204439/R

Product Name

ADIGGY Line: Abdominal Fixing Belt for Bed • Polypropylene.

Code	Size
01.12.AD54M	M
01.12.AD54L	L







Use

The ADIGGY Line includes all the aids used to immobilize the patient in a wheelchair, bed, etc. They are used to ensure maximum safety of those who use them to prevent falls or traumas of various kinds.

Description

The ABDOMINAL FIXING BELT FOR BED is used for patients who need immobilization but, at the same time, offers residual mobility to make postural changes.

The locking system is by magnetic key. The belt is made of polypropylene.

Materials	
Belt	Polypropylene
Maintenance and Cleaning	
	Water temperature not above 60° C
	Do not iron
	Do not bleach
	Do not dry in dryer
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
CND Code	V0899
RDM Code	204439/R