

Nome Prodotto

Linea di Contenzione ADIGGY: Cintura Pelvico-Addominale.

Codice	Taglia	Misure (cm)
01.12.ADX20S	S	13-23
01.12.ADX20M	M	18-28
01.12.ADX20L	L	23-38
01.12.ADX20XL	XL	33-48





**Destinazione d'uso**

La Linea di Contenzione ADIGGY comprende tutti quei ausili utilizzati per immobilizzare il paziente alla sedia a rotelle, letto ecc. Vengono impiegati per garantire la massima sicurezza di chi li utilizza per evitare cadute o traumi di varia natura.

Descrizione

Il CINTURONE PELVICO-ADDOMINALE viene utilizzato per fissare il paziente alla sedia a rotelle. Offre stabilità del tronco evitando scivolamenti del paziente.

Grazie al suo design si adatta a qualunque struttura corporea dell'utilizzatore. La chiusura avviene tramite FIBBIE IN PLASTICA.

Materiali	
Imbottitura	Gomma di Neoprene
Laminatura	Nylon
Manutenzione e Pulizia	
	Lavaggio Max 30° C
	Non Stirare
	Non Candeggiare
	Non Utilizzare l'Asciugatrice
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice CND	V0899
Codice RDM	204439/R

Product Name

ADIGGY Line: Pelvic-Abdominal Belt.

Code	Size	Dimensions (cm)
01.12.ADX20S	S	13-23
01.12.ADX20M	M	18-28
01.12.ADX20L	L	23-38
01.12.ADX20XL	XL	33-48







Use

The ADIGGY Line includes all the aids used to immobilize the patient in a wheelchair, bed, etc. They are used to ensure maximum safety of those who use them to prevent falls or traumas of various kinds.

Description

The PELVIC-ABDOMINAL BELT is used to attach the patient to a wheelchair. Provides stability of the trunk avoiding slipping of the patient.

Thanks to its design it adapts to any body structure. PLASTIC BUCKLE is used to ensure a safe closure.

Materials	
Padding	Neoprene Rubber
Laminating	Nylon
Maintenance and Cleaning	
	Water temperature not above 30° C
	Do not iron
	Do not bleach
	Do not dry in dryer
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
CND Code	V0899
RDM Code	204439/R