

**Nome Prodotto**

Linea di Contenzione ADIGGY: Fissaggio Toracico a "X" con Zip

Codice	Taglia
01.12.ADX22	Unica





**Destinazione d'uso**

La Linea di Contenzione ADIGGY comprende tutti quei ausili utilizzati per immobilizzare il paziente alla sedia a rotelle, letto ecc. Vengono impiegati per garantire la massima sicurezza di chi li utilizza per evitare cadute o traumi di varia natura.

**Descrizione**

Il FISSAGGIO TORACICO A "X" viene indossato dal paziente per garantire stabilità, la chiusura avviene con una ZIP FRONTALE. Per garantire la massima sicurezza, il fissaggio toracico viene avvitato allo schienale della sedia a rotelle.



Materiali	
Imbottitura	Gomma di Neoprene
Laminatura	Nylon
Manutenzione e Pulizia	
	Lavaggio Max 30° C
	Non Stirare
	Non Candeggiare
	Non Utilizzare l'Asciugatrice
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice CND	V0899
Codice RDM	204439/R

**Product Name**

ADIGGY Line: "X" Trunk Support with Zip.





Code	Size
01.12.ADX22	One

**Use**

The ADIGGY Line includes all the aids used to immobilize the patient in a wheelchair, bed, etc. They are used to ensure maximum safety of those who use them to prevent falls or traumas of various kinds.


**Description**

The "X" TRUNK SUPPORT is worn by the patient to ensure stability, closing is done with a FRONT ZIP. To ensure maximum safety, the trunk support is screwed to the back of the wheelchair.

Materials	
Padding	Neoprene Rubber
Laminating	Nylon
Maintenance and Cleaning	
	Water temperature not above 30° C
	Do not iron
	Do not bleach
	Do not dry in dryer
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
CND Code	V0899
RDM Code	204439/R