

**Nome Prodotto**

Pentasoft, rialzo Wc con regolazione in altezza.

Codice	Misure (cm)	Portata (Kg)
02.02.676	37 x 40 x 3/6/8/11/13	130

**Destinazione d'uso**

Sono ausili da bagno sono tutti quei dispositivi / attrezzature che possono essere utilizzati da una persona disabile o anziana per prevenire, compensare o eliminare la difficoltà a compiere le funzioni all'interno dell'ambiente bagno.

**Descrizione**

L'alzawater PENTASOFT è costituito da una seduta in materiale idrorepellente, lavabile e morbido. La struttura di supporto può essere facilmente fissata ad ogni tipo di wc. Il telaio è regolabile in 5 altezze diverse, andando ad agire sulle viti di fissaggio.

<b>Materiali</b>	
Rialzo Wc	PU
Telaio	Acciaio
<b>Manutenzione e Pulizia</b>	
Il lavaggio può avvenire con acqua tiepida e sapone neutro	
La disinfezione può avvenire con prodotti semplici di normale uso domestico	
<b>Conservazione e Smaltimento</b>	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
<b>Confezione e Nr. Articoli</b>	
Scatola	1 Pezzo
<b>Garanzia</b>	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
<b>Riferimenti del Prodotto</b>	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	09.12.15.006
Codice CND	Y091215
Codice RDM	1949047/R

**Product Name**

Bath Safety Pentasoft.

Code	Dimensions (cm)	Capacity (Kg)
02.02.676	37 x 40 x 3/6/8/11/13	130



**Use**

Bath safety are all those devices that can be used by a disabled or elderly person to prevent, compensate or eliminate the difficulty in performing all the functions in the bathroom.

**Description**

The raised toilette PENTASOFT consists of a seat in water-repellent, washable and soft material. The support structure can be easily fixed to any type of toilet. The frame is adjustable in 5 different heights, going to act on the fixing screws.

Materials	
Raised Toilet Seat	PU
Frame	Steel
Maintenance and Cleaning	
Washing can be done with warm water and neutral soap	
Disinfection can take place with simple disinfectants of a domestic use	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	09.12.15.006
CND Code	Y091215
RDM Code	1949047/R