

**Nome Prodotto**

Gurney Ht-Slide.

Codice	Nr. Maniglie	Misure (cm)	Portata (Kg)
03.04.3100	8	175 x 71	180

**Destinazione d'uso**

I Sistemi di Trasferimento sono destinati alla facilitazione delle operazioni di movimentazione manuale dei pazienti attraverso manovre di spinta, trazione, scivolamento e scorrimento. Sono stati progettati per l'uso in ospedali, case di cura e strutture sanitarie/assistenziali e per l'assistenza domiciliare.

**Descrizione**

Il telo di trasferimento radiologico GURNEY HT-SLIDE RADIOTRASPARENTE trova la sua applicazione nel trasferimento del paziente sul tavolo radiologico. E' radiotrasparente e grazie alla sua soffice imbottitura può essere lasciata sotto al paziente che si trova in posizione supina. Lungo tutto il perimetro si trovano otto maniglie che offrono innumerevoli posizioni di lavoro per gli operatori.

Materiali	
Rivestimento Esterno	Nylon
Imbottitura	Espanso ad Alta Densità
Manutenzione e Pulizia	
	Lavaggio Max. 40°C
	Non Stirare
	Non Asciugare a Tamburo
	Non è Possibile il Lavaggio a Secco
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	12.31.03.012
Codice CND	Y123099
Codice RDM	99504/R

**Product Name**

Gurney Ht-Slide.

Code	Nr. Handles	Dimensions (cm)	Capacity (Kg)
03.04.3100	8	175 x 71	180







**Use**

The Transfer Systems are intended for facilitating the manual handling operations of patients through thrust, traction, sliding maneuvers. They have been designed for use in hospitals, nursing homes and healthcare facilities and for home care.

**Description**

The radiological transfer sheet GURNEY HT-SLIDE RADIOLUCENT is used to transfer patients on radiological tables. It is radiolucent and thanks to its soft padding it can be left under the patient who is lying in the supine position. Along the entire perimeter there are eight handles that offer countless working positions for the operators.

Materials	
Cover	Nylon
Padding	High Resilience Foam
Maintenance and Cleaning	
	Water Temperature not Above 40°C or 105°F
	Do not Iron
	Do not Tumble Dry
	Do not Dryclean
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	12.31.03.012
CND Code	Y123099
RDM Code	99504/R