

Nome Prodotto

Cuscino 3 Elements ad 2 Valvole.







Codice	Misure (cm)	Portata (kg)
05.01.2AFG3636	36 x 36	140
05.01.2AFG3640	36 x 40	140
05.01.2AFG4040	40 x 40	140
05.01.2AFG4046	40 x 46	140
05.01.2AFG4646	46 x 46	140
05.01.2AFG4650	46 x 50	140

Destinazione d'uso

Dispositivo destinato alla prevenzione delle piaghe da decubito in soggetti che devono mantenere la posizione seduta per prolungati periodi di tempo.

Descrizione

Il cuscino POSTURALE 3 ELEMENTS è composto da una base anatomica in espanso; la zona ischiatica è composta da 22 bolle d'aria a micro-intercambio, due valvole per il gonfiaggio. Le zone d'appoggio delle cosce sono ricoperte da due lastre di gel fluido viscoelastico. La fodera esterna è caratterizzata da una superficie d'appoggio in Jersey, poliestere traspirante e bielastico; una struttura a nido d'ape sui fianchi, una base antiscivolo, maniglia per il trasporto, cerniera su 3 lati e laccetti per l'ancoraggio alla carrozzina o sedia.

Materiali	
Parte Inferiore Cuscino	Espanso viscoelastico
Parte Posteriore Cuscino	PVC
Parte Anteriore Cuscino	Gel fluido viscoelastico
Fodera	100% Poliestere • Jersey
Manutenzione e Pulizia Cuscino	
Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcolica	
Manutenzione e Pulizia Fodera	
	Lavaggio Max 30° C
	Non Stirare
	Non Candeggiare
	Non Utilizzare l'Asciugatrice
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	18.09.21.012
Codice CND	Y033303
Codice RDM	1669241/R

Product Name

Cushion 3 Elements with two valves.



Code	Dimensions (cm)	Capacity (kg)
05.01.2AFG3636	36 x 36	140
05.01.2AFG3640	36 x 40	140
05.01.2AFG4040	40 x 40	140
05.01.2AFG4046	40 x 46	140
05.01.2AFG4646	46 x 46	140
05.01.2AFG4650	46 x 50	140





Use

Device designed for the prevention of bedsores in subjects who have to maintain the sitting position for a long time.

Description

The postural cushion 3 ELEMENTS is made of a contoured foam base, a soft gel pads on the leg part, 22 micro-interchange air bubbles are placed in the gluteus area, there are two valves for inflation.

The external cover is composed of a contact surface in Jersey (breathable two way stretchable Polyester), the sides in Polyester 3D (honeycomb structure) and an anti-slip base. The cover has a carrying handle, zip on three sides and 2 double layer Velcro laces on the side that allow to tie the cushion to wheelchairs and chairs.

Materials	
Cushion Lower Part	Viscoelastic foam
Cushion Posterior Part	PVC
Cushion Anterior Part	Soft gel pads
Cover	100% Polyester • Jersey
Cushion Maintenance and Cleaning	
Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants even with alcohol base	
Cover Maintenance and Cleaning	
	Water temperature not above 30° C
	Do not iron
	Do not bleach
	Do not dry in dryer
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Classe I
ISO Code	18.09.21.012
CND Code	Y033303
RDM Code	1669241/R