

**Nome Prodotto**

Materasso Ibrido Sadevo Intensive C.F.A.

**Destinazione d'uso**

Dispositivo destinato alla prevenzione delle piaghe da decubito in soggetti che devono mantenere la posizione sdraiata per prolungati periodi di tempo.



Caratteristiche	
Codice	05.04.H1001CFA
Numero Celle	7
Caratteristiche delle Celle	Celle ad aria auto-espansibili SADCEL, si adeguano automaticamente alla conformazione del paziente in base al peso e al movimento corporeo di quest'ultimo
Dimensione Materasso	195 x 85 x 16 cm, sono disponibili altre misure su richiesta
Portata Terapeutica	160 Kg
Il materasso è completamente Ignifugo, classe T1M	
Sistema a riduzione pressoria continua senza compressore	
Il flusso OUT-PUT ed IN-PUT dell'aria, viene regolato da valvole ad aria autoregolanti poste all'interno del sistema	
Superficie d'appoggio realizzata in materiale viscoelastico AMF (Alta Memoria di Forma)	
La fodera esterna è in 100% tessuto Igni Dahlia (tessuto traspirante, impermeabile, ignifugo, bielastico e Sanitized) con cerniera su 3 lati	
Zona talloniera C.F.A. (Critical Foot Area): questo sistema permette ai talloni di affondare, azzerando le pressioni e le frizioni da taglio. Questa parte del materasso è costituita da cilindri indipendenti in espanso ultrasoft, con superficie in espanso viscoelastico. In questo modo il rischio di creare una lesione da decubito si azzerava.	
Manutenzione e Pulizia Fodera	
Lavaggio Max 95° C	Non Stirare
Sterilizzazione possibile in autoclave fino a 134°C, ciclo gomma	
Manutenzione e Pulizia Materasso	
Pulire il materasso con un panno umido e detergente delicato	
Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcolica	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	04.33.06.006
Codice CND	Y033306
Codice RDM	1384101/R



**Product Name**

Hybrid Mattress Sadevo Intensive C.F.A.

**Use**

Device designed for the prevention of bedsores in subjects who have to maintain the lying position for a long time.



Features	
Code	05.04.H1001CFA
Number of Cells	7
Cell Features	Expandable air cells SADCEL adapt automatically to the shape of the patient according to the weight and the body movement of the latter
Dimensions	195 x 85 x 16 cm, available in different sizes on request
Therapeutic Capacity	160 Kg
Totally fireproof, class 11M	
Pressure reduction antidecubitus system with no pump	
The OUT-PUT and IN-PUT air flow are regulated by self-adjusting valves placed inside the system	
AMF viscoelastic foam contact surface (High Density Memory Foam)	
The external cover in 100% Igni Dahlia (breathable, waterproof, fireproof, two way stretchable and Sanitized fabric) with zip on three sides	
Ventilated Critical Foot Area (C.F.A.): system allows the heels to sink, reducing the pressure and the friction. This part of the mattress consists of expanding independent cylinders with ultra soft viscoelastic foam. In this way, the risk of creating a decubitus lesion is cleared.	
Cover Maintenance and Cleaning	
 Water temperature not above 95° C	 Do not iron
Sterilization is possible in autoclave up to 134° C, rubber cycle	
Mattress Maintenance and Cleaning	
Clean the mattress with a damp cloth and mild soap	
Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants even with alcohol base	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr. Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	04.33.06.006
CND Code	Y033306
RDM code	1384101/R