

Nome Prodotto

Materasso Antidecubito Oba Memoba.






Codice	Misure (cm)	Portata (kg)
05.05.OBAMEM	200 x 90 x 15	150


Destinazione d'uso

Dispositivo destinato alla prevenzione delle piaghe da decubito in soggetti che devono mantenere la posizione sdraiata per prolungati periodi di tempo.

Descrizione

Il materasso OBA MEMOBA è realizzato con espansi speciali ignifughi di alta qualità. La parte centrale è caratterizzata da due strati con densità diversa: lo strato superficiale di spessore 7 cm con densità 40 Kg/m³ e la base di spessore 8 cm con densità 60 Kg/m³. I bordi laterali sono rinforzati in modo da poter stabilizzare il paziente in posizione seduta e per poterlo aiutare nel raggiungimento della posizione eretta. La fodera è realizzata in TRICOT SANILON molto elastico, soffice e resistente con cerniera di chiusura sui tre lati.

Materiali	
Lastra d'Appoggio	Espanso con Densità 40 Kg/m ³
Lastra di Base	Espanso con Densità 60 Kg/m ³
Bordi Laterali	Espanso con Densità 50 Kg/m ³
Fodera	Tricot Sanilon
Manutenzione e Pulizia Fodera	
	Lavaggio Delicato Max. 95°C
	Non Candeggiare
	Stiratura con Temperatura Max. di 150°C
	Lavare a Secco con Qualsiasi Solvente
	Asciugatura a Tamburo Possibile a Medie Temperature
Manutenzione e Pulizia Materasso	
Pulizia possibile con un panno umido e un detergente neutro	
Prima dell'utilizzo far asciugare accuratamente il materasso senza esporlo però alla luce diretta del sole	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	04.33.06.006
Codice CND	Y033306
Codice RDM	85070/R

Product Name

Matress Oba Memoba.

Code	Dimensions (cm)	Capacity (kg)
05.05.OBAMEM	200 x 90 x 15	150








Use

Device designed for the prevention of bedsores in subjects who have to maintain the lying position for a long time.

Description

The OBA MEMOBA mattress is made of high quality special fire retardant foams. The central section is characterized by two layers with different densities: the 7 cm thick surface layer with a density of 40 kg/m³ and the 8 cm thick base with a density of 60 kg/m³. The side edges are reinforced so as to be able to stabilize the patient in a sitting position and to help him reach the upright position. The lining is made of very elastic TRICOT SANILON, soft and durable with zipper closure on three sides.

Materials	
Support Layer	40 Kg/m ³ Density Foam
Base	60 Kg/m ³ Density Foam
Borders	50 Kg/m ³ Density Foam
Cover	Tricot Sanilon
Cover Maintenance and Cleaning	
	Water Temperature not Above 95°C or 200°F, Delicate
	Do not Bleach
	Maximum Temperature 150°C or 300°F
	Dryclean with any Solvent
	Tumble Dry Medium Heat
Mattress Maintenance and Cleaning	
Possible cleaning with a damp cloth and neutral detergent	
Before use dry the mattress carefully without exposing it to direct sunlight	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	04.33.06.006
CND Code	Y033306
RDM Code	85070/R