

Nome Prodotto

Sedia Doccia Basculante Aqua Ocean da transito.

Destinazione d'uso

Ausilio per evacuazione e mobilità destinato a persone con difficoltà di deambulazione nell'ambiente bagno.

Descrizione

Sedia Doccia Basculante con telaio in alluminio resistente all'acqua, umidità, detergenti e acidi manovrabile dall'accompagnatore. Il telaio è regolabile in altezza per adattarsi ad ogni utilizzatore ed è dotato di sistema basculante inclinabile da 0 a 30° tramite un apposito pistone pneumatico posto sotto la seduta. E' dotato di schienale tensionabile e seduta in poliuretano rigido, morbido ed idrorepellente. La seduta è fornita di un foro anteriore a U con tappo di chiusura, braccioli ribaltabili ed imbottiti e poggiatesta regolabili in altezza ed estraibili. Le pelotte toracali fungono da contenimento del tronco e l'appoggiatesta regolabile in altezza, profondità ed inclinazione dona il massimo comfort a qualsiasi utilizzatore. E' presente un dispositivo wc estraibile, lavabile e disinfettabile, 4 ruote piroettanti da 12,5 cm con freno. Il supporto delle ruote è realizzato in acciaio inox resistente all'acqua e all'umidità. La sedia doccia è posizionabile sul wc.



Codice	Taglia	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Larghezza Piegata	Larghezza Seduta	Profondità Seduta	Altezza Schienale	Altezza Seduta da Terra	Portata Massima (Kg)	Dimensioni Ruote	Peso Netto con Poggiatesta	Dimensioni Scatola
Misure in Cm													
01.04.122-46	46	98	48	106	/	46	41	/	48.5 / 56	120	12.5 (5")	17	67x61x66

Materiali	
Telaio	Alluminio Verniciato
Seduta	PU
Braccioli	PU
Schienale	Nylon
Poggiatesta	Imbottito e Idrorepellente
Pelotte Toracali	Imbottite e Idrorepellenti
Caratteristiche Tecniche	
Schienale	Tensionabile
Braccioli	Ribaltabili
Pedane	Ribaltabili ed Estraibili
Poggiatesta	Ribaltabile e Regolabile in Altezza
Telaio	Regolabile in Altezza ed Inclinazione
Manutenzione e Pulizia	
Si consiglia la pulizia una volta a settimana con un semplice detergente diluito in acqua	
Non utilizzare prodotti corrosivi, acidi, benzina o simili	
La vaschetta Wc deve essere pulita dopo ogni utilizzo	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	

Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice ISO DPCM 12.01.2017	09.33.03.012
Codice CND	Y091203
Codice RDM	2528118 /R

Product Name

Tilting Shower Chair Aqua Ocean Transit.

Use

Evacuation and mobility aid intended for people with walking difficulties in the bathroom.

Description

Tilting Shower Chair with aluminum frame resistant to water, humidity, detergents and acids, maneuverable by the companion. The frame is adjustable in height to adapt to each user and is equipped with a tilting system that can be tilted from 0 to 30 ° using a special pneumatic piston located under the seat. It is equipped with a tensionable backrest and a seat in rigid, soft and water-repellent polyurethane. The seat is equipped with a U-shaped front hole with a closing cap, folding and padded armrests and height-adjustable and removable footrests. The thoracic pads act as a containment for the trunk and the headrest adjustable in height, depth and inclination gives maximum comfort to any user. There is a removable, washable and disinfectable toilet device, 4 12.5 cm swivel wheels with brake. The wheel support is made of stainless steel resistant to water and humidity. The shower chair can be positioned on the toilet.



Code	Size	Length	Width	Height	Width Folded	Width Sitting	Depth Sitting	Backrest Height	Seat Height From the Ground	Maximum Capacity (Kg)	Wheel Dimensions	Net Weight With Footrest	Box Dimensions
Measurements Cm													
01.04.122-46	46	98	48	106	/	46	41	/	48.5 / 56	120	12.5 (5")	17	67x61x66

Materials

Chassis	Painted Aluminium
Sitting	PU
Armrests	PU
Back	Nylon
Headrest	Padded and water-repellent
Thoracic pads	Padded and water-repellent

Technical features

Back	Tensionable
Armrests	Tipplers
Footrest	Tilting and extractable
Platforms	Foldable and Height Adjustable
Chassis	Adjustable in height and inclination

Maintenance and Cleaning

The commode chair must be periodically cleaned, at least once a week, with simple detergent diluted with water
Corrosive, acid, petrol based or similar products should not be used
The bowl must be carefully cleaned after each use

Storage and Disposal

Single-user Product
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection

Package and Nr. Items

Box	1 Piece
-----	---------

Warranty

European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
----------	--

Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
ISO Code DPCM 12.01.2017	09.33.03.012
CND Code	Y091203
RDM Code	2528118 /R