

Nome Prodotto

Sedia da comodo regolabile in altezza.

Codice	Portata (Kg)
01.04.50	100



Destinazione d'uso

La Sedia da Comodo risulta un utile ausilio per l'espletamento delle funzioni igieniche quotidiane di disabili ed anziani. Grazie alle svariate funzioni può essere utilizzata in strutture sanitarie e a domicilio.

Descrizione

La **SEDIA DA COMODO** ha un telaio in acciaio regolabile in altezza di facile assemblaggio.

Può essere usata come:

- rialzo wc,
- supporto wc,
- sedia comoda,

Codice	Lunghezza	Larghezza	Altezza Seduta	Portata Massima	Peso Netto	Dimensioni Scatola
Misure in Cm						
01.04.50	46	59	43/53	100	7.8	59x51x91

Materiali	
Telaio	Acciaio
Seduta e Coperchio	PVC Imbottito
Manutenzione e Pulizia	
Si consiglia la pulizia una volta a settimana con un semplice detergente diluito in acqua	
Non utilizzare prodotti corrosivi, acidi, benzina o simili	
La vaschetta Wc deve essere pulita dopo ogni utilizzo	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	2 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice ISO	DM332/99 09.12.24.003 - DPCM 12.01.2017 09.12.15.006
Codice CND	Y091203
Codice RDM	2491830/R

Product Name

Height-adjustable commode chair.

Code	Capacity (Kg)
01.04.50	100



Use

The Commode Chair is a useful aid for the performance of daily hygiene functions of the disabled and the elderly. Thanks to the various functions it can be used in health facilities and at home.

Description

The **COMMODE CHAIR** it has a height-adjustable steel frame that is easy to assemble.

It can be used as:

- toilet lift,
- toilet support,
- commode chair,

Code	Length	Width	Floor to Seat Height	Weight Capacity	Net Weight	Carton Size
Measures in Cm						
01.04.50	46	59	43/53	100	7.8	59x51x91

Materials

Frame	Steel
Seat and Cover	PVC Padded

Maintenance and Cleaning

The commode chair must be periodically cleaned, at least once a week, with simple detergent diluted with water

Corrosive, acid, petrol based or similar products should not be used

The bowl must be carefully cleaned after each use

Storage and Disposal

Single-user Product

Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition

Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection

Package and Nr. Items

Box	2 Pieces
-----	----------

Warranty

European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
----------	--

Product References

Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
ISO Code	DM332/99 09.12.24.003 - DPCM 12.01.2017 09.12.15.006
CND Code	Y091203
RDM Code	2491830/R