

Nome Prodotto

Coppia di Spinte Laterali / Palotte Toracali.

Codice

01.04.CHEST-1

**Destinazione d'uso**

La Coppia di Spinte Laterali può essere fissata alle sedie doccia della Linea Aqua.

Offrono un ottimo supporto per la parte superiore del corpo. Consentono di posizionare il paziente correttamente con un buon supporto per il tronco mantenendo comunque libertà di movimento. Possono essere utilizzate per sedie doccia fisse o regolabili in altezza, con la capacità di adattarsi a diverse forme e dimensioni.

Descrizione

La Coppia di Spinte laterali hanno un telaio in alluminio con diversi fori, con la possibilità di adattarsi a diverse dimensioni delle sedie doccia. Inoltre, l'imbottitura morbida in Poliuretano impermeabile, resiste all'umidità e impedisce l'assorbimento dell'acqua. Questo lo rende ideale per l'uso in ambienti da bagno, dove la sedia doccia è esposta costantemente a schizzi d'acqua e vapore. Grazie alle sue proprietà impermeabili, il poliuretano riduce il rischio di formazione di muffa, funghi e batteri, che potrebbero crescere su materiali più porosi. Questo contribuisce a mantenere l'igiene e la sicurezza nel lungo periodo.

Compatibilità

Modelli

Sedia Doccia Aqua Marine ad Autospinta
Sedia Doccia Aqua Coral da Transito
Sedia Doccia Basculante Aqua Ocean da Transito**Materiali**

Telaio

Alluminio

Imbottitura

Poliuretano

Manutenzione e Pulizia

Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcolica

Si consiglia la pulizia con un semplice detergente diluito in acqua

Non utilizzare prodotti corrosivi, acidi, benzina o simili

Conservazione e Smaltimento

Si consiglia l'uso ad un solo utente

Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata

Confezione e Nr. Articoli

Scatola

1 Pezzo

Garanzia

Europea

24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili

Riferimenti del Prodotto

Fabbricante

Demarta Virginio S.r.l.

Classe di Dispositivo MDR 2017/745

Classe I

Codice ISO 12.01.2017	09.12.91.018
Codice CND	Y122499
Codice RDM	2686348/R

Product Name

Pair of Lateral Thrusts / Thoracic Pelos.

Use

The Pair of Lateral Pushes can be attached to the shower chairs of the Aqua Line. They offer excellent support for the upper body. They allow the patient to be positioned correctly with good support for the trunk while still maintaining freedom of movement. They can be used for fixed or height-adjustable shower chairs, with the ability to adapt to different shapes and sizes.



Description

The Pair of Side Pushers have an aluminum frame with multiple holes, with the ability to adapt to different sizes of shower chairs. In addition, the soft padding in waterproof Polyurethane, resists humidity and prevents water absorption. This makes it ideal for use in bathroom environments, where the shower chair is constantly exposed to splashes of water and steam. Thanks to its waterproof properties, polyurethane reduces the risk of mold, fungi and bacteria, which could grow on more porous materials. This helps maintain hygiene and safety in the long term.

Compatibility	
Models	Aqua Marine Self-Propelled Shower Chair Aqua Coral Transit Shower Chair Aqua Ocean Transit Tilting Shower Chair
Materials	
Chassis	Aluminium
Padding	Polyurethane
Maintenance and Cleaning	
Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants even with alcohol base	
Cleaning with a simple detergent diluted in water is recommended	
Do not use corrosive products, acids, gasoline, or the like	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr. Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
ISO Code	09.12.91.018
CND Code	Y122499
RDM Code	2686348/R