

## M028/A

### **IMBRACATURA AD ANELLI PER L'INTERO CORPO CON CONTENIMENTO DEL CAPO E DIVISIONE DELLE GAMBE**

**Codice RDM: 1790538/R**

**Codice CND: Y123621**

**Codice ISO: 12.36.21.006**

#### **Destinazione d'uso:**


Dispositivo utilizzato per il contenimento e lo spostamento di pazienti disabili per mezzo di un sollevatore mobile.

#### **Descrizione/caratteristiche prodotto:**

L'imbracatura M028/A è progettata per sostenere tutto il corpo; l'apposita appendice permette di sostenere anche il capo.

Può essere utilizzata in tutte le più comuni condizioni di sollevamento; affidabile in ogni situazione, antistrappo, traspirante, è realizzata in poliestere al 100% con trama traforata.

L'imbracatura è orlata da una robusta cinghia che forma ad ogni estremità un occhiello con 2 diversi punti di aggancio che assicurano così la simmetria durante il sollevamento ed il trasporto. Per garantirne la robustezza la cinghia è continua e cucita con un filo ad alta resistenza su tutto il perimetro.



1. Occhielli superiori
2. Punti di posizionamento superiori bilanciere (testa e schiena)
3. Punti di posizionamento inferiori bilanciere (gambe)
4. Maniglie
5. Occhielli inferiori

**MADE IN CHINA**


**ANTANO GROUP SRL**

Via delle Industrie, 10 (zona ind.le Sant'Eraclio) 06034 – Foligno

ITALY TEL.: +39 0742 / 381269 – 381336 FAX: +39 0742/ 386574

e-mail: [info@antanogroup.com](mailto:info@antanogroup.com) - website: [www.antanogroup.com](http://www.antanogroup.com)

### Dati tecnici:



Modello - Taglia	A	B	C	D	E	F
M028/A - M	100 cm	85 cm	28 cm	52 cm	37 cm	32 cm
M028/A - L	110 cm	95 cm	38 cm	57 cm	46 cm	36 cm

### Modalità di impiego

L'imbracatura M028/A può essere utilizzata esclusivamente con i sollevatori della serie Ulisse forniti da Antano Group s.r.l.

### Modalità di pulizia

Lavabile in acqua ad una temperatura massima di 60°C con detersivo o sapone neutro, non stirare.



**ANTANO GROUP SRL**

Via delle Industrie, 10 (zona ind.le Sant'Eraclio) 06034 – Foligno

ITALY TEL.: +39 0742 / 381269 – 381336 FAX: +39 0742/ 386574

e-mail: [info@antanogroup.com](mailto:info@antanogroup.com) - website: [www.antanogroup.com](http://www.antanogroup.com)



### Standard di riferimento:

Regolamento (UE) 2017/745	Regolamento Dispositivi Medici (EU)
Regolamento (UE) 2020/561	Modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni
UNI EN ISO 10535	Sollevatori per il trasferimento di persone disabili - Requisiti e metodi di prova

#### ANTANO GROUP SRL

Via delle Industrie, 10 (zona ind.le Sant'Eraclio) 06034 – Foligno  
ITALY TEL.: +39 0742 / 381269 – 381336 FAX: +39 0742/ 386574

e-mail: [info@antanogroup.com](mailto:info@antanogroup.com) - website: [www.antanogroup.com](http://www.antanogroup.com)