

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<h2>SCHEDA TECNICA</h2> <h3>Sfigmomanometro ad aneroide con manometro sul bracciale AUTOTEST</h3> 	<p>Rev. 02 Giugno 2010</p>
--	--	--------------------------------

Codice	LF-130
---------------	---------------

CND	C9006	Repertorio	15519/R
------------	--------------	-------------------	----------------

Indicazioni

Sfigmomanometro ad aneroide per la misura della pressione arteriosa in ambito medico ospedaliero.

Descrizione

Sfigmomanometro ad aneroide con manometro sul bracciale e testina fonendoscopio piatta incorporata sul bracciale.

Sistema di misura con camera d'aria a 2 tubi (1 tubo diretto alla monopalla – 1 tubo diretto al manometro).

Quadrante fosforescente per una migliore visione dei valori, diametro 43 mm.

Manometro protetto da eccessiva pressione.

Valvola di regolazione aria completamente in metallo.

Bracciale per adulti realizzato in nylon con chiusura a velcro e con anello metallico per facilitare l'avvolgimento.

Chassis, bracciale, fonendoscopio ed astuccio di colore blu.

Controindicazioni e Avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Componenti

Manometro

- chassis in lega di zinco
- meccanismo in rame
- quadrante graduato in alluminio
- lancetta antimagnetica in lega di bronzo e stagno
- anello di protezione in rame
- lente protezione quadrante in plastica

Bracciale

- fodera in nylon con cuciture
- velcro
- camera d'aria, tubi e monopalla in poliuretano – latex free

Fonendoscopio

- testina in alluminio
- membrana in plastica
- tubo in gomma latex free
- archetto in metallo cromato
- olive auricolari in plastica dura

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<h2>SCHEDA TECNICA</h2> <h3>Sfigmomanometro ad aneroide con manometro sul braccio AUTOTEST</h3> 	<p>Rev. 02 Giugno 2010</p>
--	--	--------------------------------

Pulizia

Manometro

- utilizzare un panno morbido ed asciutto

Bracciale

- utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Arrotolare il tubo prolunga del bracciale con cautela evitando di formare angoli.

Caratteristiche Tecniche

Produttore:	INTERMED S.r.l. – S. Giuliano Milanese – Italia
Parametri rilevati:	pressione arteriosa
Metodo di misura:	auscultatorio Riva Rocci Korotkoff
Pressurizzazione:	manuale mediante monopalla
Range pressione di gonfiaggio:	0 – 300 mmHg
Campo di applicazione:	adulti, bambini e neonati
Conformità:	Dispositivo Medico di classe I con funzioni di misura, conforme alla Direttiva CEE 93/42