

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p><b>SCHEDA TECNICA</b></p> <p><b>Cuscino termico</b></p>	<p><b>Rev. 01</b> <b>Aprile 2010</b></p>
--	--	--

<b>Codice</b>	<b>521-0-006 – bosotherm 1200</b>
---------------	-----------------------------------

### **Indicazioni**

Cuscino termico per la terapia del caldo.

### **Descrizione**

Cuscino termico da 100 Watt a 3 livelli di temperatura.  
Spia luminosa di funzionamento.  
Fodera in cotone estraibile e lavabile.  
Alimentazione a rete elettrica 220 V.  
Protezione contro il surriscaldamento.  
Spegnimento automatico dopo 90 minuti di utilizzo.

### **Controindicazioni e Avvertenze**

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.  
Non appoggiare l'interruttore di regolazione della temperatura direttamente sul cuscino caldo.

### **Componenti**

Fodera  
- estraibile in cotone 100%  
Cuscino  
- rivestimento in plastica  
- alimentatore a rete elettrica  
- interruttore a 3 livelli di temperatura

### **Pulizia**

Fodera  
lavabile in lavatrice a massimo 30°  
Rivestimento in plastica  
- utilizzare un panno umido. La pulizia deve essere effettuata con il cuscino non collegato alla rete elettrica.

### **Conservazione**

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.



Via della Pace, 21  
20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy  
Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361  
www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it

## SCHEDA TECNICA

Rev. 01  
Aprile 2010

### Cuscino termico

#### Caratteristiche Tecniche

Produttore:	BOSO – Bosch & Sohn GmbH – Jungingen, Germania
Potenza:	100 Watt
Temperatura:	3 livelli di temperatura
Alimentazione:	a rete elettrica 220 V – 50 Hz
Dimensioni:	30 (A) x 40 (L) cm