

## COPRICOMODA - COPRIPADELLA SACCHETTI IGIENICI SUPER ASSORBENTI



Sacchetto monouso da utilizzare all'interno della comoda o della padella per la raccolta dei fluidi corporei.

### **Materiale del sacchetto:**

100% LDPE, spessore  $38 \pm 6 \mu\text{m}$

### **Materiale del tampone:**

Cellulosa + resina super assorbente,  $500\text{gsm} \pm 10\%$

*È un prodotto monouso.*

*Deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini e conservato in un luogo pulito e asciutto.*



**DIMENSIONI: 65 x 38 cm**

### **ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO**

1. Aprire la confezione e strappare lungo la linea tratteggiata per prelevare un sacchetto.
2. Aprire il sacchetto e posizionarlo all'interno della comoda o della padella
3. Posizionare il tampone assorbente al centro del sacchetto
4. Dopo l'uso, tirare saldamente i laccetti e annodarli in modo sicuro.
5. Smaltire nei rifiuti indifferenziati, secondo le regole del proprio Comune



\*L'assorbimento di acqua salina (0,9%) è di circa  $600 \text{ ml} \pm 10\%$  in 3 minuti