

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<h2>SCHEDA TECNICA</h2> <h3>Lampada a raggi infrarossi da 150 Watt</h3>	<p>Rev. 01 Aprile 2010</p>
--	---	--------------------------------

Codice	521-0-013 – bosotherm 4100
---------------	-----------------------------------

Indicazioni

Lampada per la terapia a raggi infrarossi indicata per la cura dei disturbi che possono essere ridotti, attraverso l'aumento dell'irrorazione sanguigna e/o delle tensioni muscolari dolorose.

Descrizione

Lampada a raggi infrarossi da 150 Watt.

Controindicazioni e Avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Durata del trattamento consigliata di 12 minuti. Tenere gli occhi chiusi durante l'irradiazione.

Componenti

Chassis:

- materiale plastico
- alimentatore a rete elettrica

Lampadina:

- in vetro ad infrarossi da 150 Watt

Pulizia

Strumento

- utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso.

Lampadina

- utilizzare un panno morbido e umido. La pulizia deve essere effettuata a lampada fredda e con lo strumento non collegato alla rete elettrica.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Caratteristiche Tecniche

Produttore:	BOSO – Bosch & Sohn GmbH – Jungingen, Germania
Potenza lampada:	150 Watt
Alimentazione:	a rete elettrica 220 V – 50 Hz
Conformità:	Dispositivo medico di classe IIa conforme alla Direttiva CEE 93/42