

**Nome Prodotto**

Cinture di Trasferimento Belt.





Codice	Nr. Maniglie	Misure (cm)	Portata (Kg)	Estensione(cm)
03.04.6023	7	105 x 12	200	65-105
03.04.6024	9	120 x 12	200	80-120
03.04.6025	11	135 x 12	200	95-135
03.04.6026	13	150 x 12	200	110-150

**Destinazione d'uso**

I Sistemi di Trasferimento sono destinati alla facilitazione delle operazioni di movimentazione manuale dei pazienti attraverso manovre di spinta, trazione, scivolamento e scorrimento. Sono stati progettati per l'uso in ospedali, case di cura e strutture sanitarie/assistenziali e per l'assistenza domiciliare.

**Descrizione**

La cintura ergonomica BELT viene utilizzata per aiutare il paziente nei trasferimenti. Le principali caratteristiche della cintura sono: le numerose maniglie orizzontali e verticali imbottite, la superficie antiscivolo nella parte interna, la chiusura rapida a clips e le cinghie di stringimento.

Materiali	
Rivestimento Esterno	Nylon
Rivestimento Interno	Antislip
Clips	PVC
Manutenzione e Pulizia	
	Lavaggio Max. 60°C
	Non Stirare
	Asciugatura Possibile a Tamburo
	Non Lavare a Secco
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice CND	Z12019010
Codice RDM	2468166/R



Product Name

Support Belts - BELT.

Code	Nr. Handles	Dimensions (cm)	Capacity (Kg)	Extension (cm)
03.04.6023	7	105 x 12	200	65-105
03.04.6024	9	120 x 12	200	80-120
03.04.6025	11	135 x 12	200	95-135
03.04.6026	13	150 x 12	200	110-150







Use

The Transfer Systems are intended for facilitating the manual handling operations of patients through thrust, traction, sliding maneuvers. They have been designed for use in hospitals, nursing homes and healthcare facilities and for home care.

Description

The ergonomic BELT is used to help the patient during transfers. The main features of the belt are the numerous padded vertical and horizontal handles for a greater grip, the anti-slip surface on the inside, the quick release clips and the tightening straps.

Materials	
External Coating	Nylon
Internal Coating	Antislip Fabric
Clips	PVC
Maintenance and Cleaning	
	Water Temperature not Above 60°C or 140°F
	Do not Iron
	Tumble Dry
	Do not Dryclean
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
CND Code	Z12019010
RDM Code	2468166/R