

CINTURA DI SUPPORTO CON MANIGLIE, SUPPORT BELT


Support Belt va applicata sui fianchi del paziente e può essere utilizzata per aiutare il paziente stesso ad alzarsi e a sedersi sulla carrozzina, o per i trasferimenti dal letto alla carrozzina e viceversa. Support Belt può anche essere utilizzata per aiutare il paziente con ridotte capacità motorie a camminare in sicurezza con l'aiuto di un operatore. Permette inoltre di aiutare i pazienti ad alzarsi dal pavimento qualora ce ne fosse la necessità. Le maniglie ergonomiche sono studiate per consentire una presa naturale.



La cintura di supporto ha le maniglie di presa poste diagonalmente e questo consente all'operatore una presa ergonomica

Indicazioni:

Supporto per alzarsi / sedersi
Supporto per riabilitazione /camminata
Trasferimento tra letto, carrozzina, sedia, ecc
Trasferimento dalla carrozzina al WC



Specifiche:

Esterno: nylon
Interno: nylon con rivestimento in PU
Imbottitura: Polietilene
Maniglie: poliestere con polipropilene
Fibbia: resina acetilica, nylon

Istruzioni di lavaggio:

Può anche essere disinfettata con LT-CIN (isopropylalcohol 72%).
Non usare l'ammorbidente o candeggina.



Codice	Descrizione
K20589	SUPPORT BELT CINTURA DI SUPPORTO CON 5 MANIGLIE, MIS S, 13x105 CM
K20588	SUPPORT BELT CINTURA DI SUPPORTO CON 6 MANIGLIE, MIS M, 13x130 CM
K20587	SUPPORT BELT CINTURA DI SUPPORTO CON 8 MANIGLIE, MIS L, 13x150 CM
K60035	SUPPORT BELT CINTURA DI SUPPORTO CON 11 MANIGLIE, MIS XL, 13x170 CM