

LINEA

Articolo

700X


Categoria commerciale

TELI SALVA MATERASSO


Colore di vendita

BIANCO

Comp. Tessile

 PVC PLASTIFICATO 73,5%
 COTONE 26,5%

100%



Misure di vendita

 Art. **7000** 70x50 cm., Art. **7001** 70x90 cm., Art. **7002** 70x140 cm., Art. **7003** 90x140 cm., Art. **7004** 90x230 cm., Art. **7005** 130x140 cm., Art. **7006** 140x230 cm..

Lavaggio



Lavare con un ciclo normale a una temperatura massima di 90 °C.



Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.



Stirare con il ferro non caldo, ossia fino a una temperatura massima di 110 °C, preferibilmente senza vapore.



Non lavare a secco.



Non asciugare nell'asciugatrice.

Istruzioni lavaggio e sterilizzazione

 Si consiglia un prelavaggio in acqua fredda, poi lavaggi con detersivi normali a 70°/80° C. Non lavare a secco, non usare solventi. Stirare a bassa temperatura dal lato del cotone. Può essere messo in autoclave MAX 80° C p 1 atm interponendo tra i lati in PVC un lato di cotone. **STERILIZZAZIONE:** 3" a vapore secco 380° C - Ossido etilene - Raggi gamma.

Astuccio



Modalità di applicazione

Indicazioni

Il telo salvamaterasso è adatto a salvaguardare il materasso nelle degenze a letto di persone ammalate o per chi soffre di incontinenza o enuresi. Il telo si presenta con un lato in cotone rasato per un comfort migliore ed un lato in resina impermeabile (lato a contatto del materasso). Può sostituire l'uso di teli cerati o gommati. Adatto per uso ospedaliero, hotel, cominutà, ecc... . Lavabile in lavatrice, stirare dal lato del cotone.

Avvertenze

Stirare a bassa temperatura dal lato del cotone.