 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	SCHEDA TECNICA Nastro misuratore seca 212	Rev. 01 Giugno 2010
--	--	------------------------

Codice	212 1717 009
---------------	---------------------

CND	V0399	Repertorio	93583/R
------------	--------------	-------------------	----------------



Indicazioni

Nastro misuratore per determinare circonferenza ed asimmetria del cranio di neonati e bambini.

Descrizione


seca 212: nastro misuratore per determinare circonferenza e asimmetria del cranio di neonati e bambini piccoli. In plastica teflonata.
In box dispenser da 15 pezzi.

Controindicazioni e Avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEDA TECNICA</p> <p>Nastro misuratore seca 212</p>	<p>Rev. 01 Giugno 2010</p>
--	---	--------------------------------

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Lattice: esente, Latex Free

Caratteristiche Tecniche

Produttore:	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
Misurazioni:	5 – 59 cm
Divisione:	1 mm
Dimensioni nastro (LxAxP):	25x1x663 mm
Dimensioni box dispenser (LxAxP):	140x145x30 mm
Peso:	60 g
Conformità CEE 93/42 Dispositivi Medici:	CE 0123