

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEDA TECNICA</p> <p>Bilancia Pesapersona a poltrona seca 959</p>	<p>Rev. 01 Giugno 2010</p>
--	---	--------------------------------

Codice	959 7021 197
---------------	---------------------

CND	V0399	Repertorio	77013/R
------------	--------------	-------------------	----------------



Indicazioni

Bilancia digitale a poltrona per uso medico, per pesare persone in posizione seduta.

Descrizione

seca 959: bilancia digitale a poltrona.

Attenzione e comfort sono alla base di questo stabile modello con la sua struttura in acciaio a tubi circolari.

La seduta confortevole garantisce una posizione sicura, mentre i braccioli sollevabili e ribaltabili all'indietro permettono di trasferire facilmente i pazienti dal letto alla bilancia.

Gli ampi poggipiedi che possono essere spinti totalmente sotto la seduta e piegati lateralmente, ed il blocco delle due ruote posteriori consentono di far sedere/alzare il paziente nella massima sicurezza - agevolando inoltre il lavoro del personale medico e paramedico.

La posizione dell'ampio display a LCD dietro la poltrona rende facile la lettura, e le molte funzioni offerte (BMI inclusa) soddisfano tutte le esigenze.

La forma ergonomica della maniglia permette di spingere o tirare la bilancia a poltrona in qualsiasi direzione.

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEDA TECNICA</p> <p>Bilancia Pesapersona a poltrona seca 959</p>	<p>Rev. 01 Giugno 2010</p>
--	---	--------------------------------

Questa bilancia mobile, utilizzabile a rete o a batterie ricaricabili, è un prezioso aiuto ovunque: in riabilitazione, ortopedia, dialisi, case di riposo così come in pediatria - per bambini piccoli che sono già troppo grandi per le pesa neonati.

Nella pratica borsa (seca 471) fissata alla bilancia si può conservare l'alimentatore a rete.

*E' anche disponibile una versione di seca 959 con interfaccia per PC e stampante seriale.
Se interessati prego richiedere maggiori informazioni.*

. Funzioni: TARA, HOLD (peso bloccato sul display), BMI (Body-Mass-Index), spegnimento automatico

Controindicazioni e Avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Appoggiare la bilancia su un piano stabile e sicuro.

Pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Lattice: esente, Latex Free

Caratteristiche Tecniche

Produttore:	seca gmbh & co. kg. – Hamburg (Germany)
Portata:	200 kg
Divisione:	50 g <150 kg> 100 g
Dimensioni (LxAxP):	563x906x970 mm
Peso:	24,5 kg
Alimentazione:	a rete / batterie ricaricabili 230 V / 50 Hz – 12 V / 130 mA
Assorbimento:	circa 25 mA
Sicurezza Elettrica	Classe II – Tipo B
Temperatura ambientale d'uso	+ 10° C / + 40° C
Compatibilità Elettromagnetica sec.04/108/CE	Conforme
Approvazione CEE 90/384 del 20.06.1990 in materia di strumenti per pesare:	Omologata per uso medico in Classe III
Conformità CE 93/42 Dispositivi Medici:	Classe I