

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEDA TECNICA</p> <p>Bilancia Pesapersona a poltrona seca 956</p>	<p>Rev. 01 Giugno 2010</p>
--	---	--------------------------------

Codice	956 7021 099
---------------	---------------------

CND	V0399	Repertorio	77013/R
------------	--------------	-------------------	----------------



Indicazioni

Bilancia digitale a poltrona per pesare persone in posizione seduta.

Descrizione

seca 956: bilancia digitale a poltrona.


Attenzione e comfort sono alla base di questo stabile modello con la sua struttura in acciaio a tubi circolari.

La seduta confortevole garantisce una posizione sicura, mentre i braccioli ribaltabili all'indietro, permettono di trasferire facilmente i pazienti dal letto alla bilancia. I poggiatesta ripiegabili lateralmente ed il blocco delle due ruote posteriori, consentono di far sedere/alzare il paziente nella massima sicurezza e facilitano il lavoro del personale.

Il display a LCD è posto dietro lo schienale, in posizione agevole per la lettura e l'impostazione delle funzioni offerte dalla bilancia.

Questa bilancia mobile, funzionanti a batterie, è un prezioso aiuto ovunque: in riabilitazione, ortopedia, dialisi, case di riposo così come in pediatria (per bambini piccoli che sono già troppo grandi per le pesa neonati).

. Funzioni: TARA, HOLD (peso bloccato sul display), spegnimento automatico

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEDA TECNICA</p> <p>Bilancia Pesapersona a poltrona seca 956</p>	<p>Rev. 01 Giugno 2010</p>
--	---	--------------------------------

Controindicazioni e Avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Appoggiare la bilancia su un piano stabile e sicuro.

Pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Lattice: esente, Latex Free

Caratteristiche Tecniche

Produttore:	seca gmbh & co. kg. – Hamburg (Germany)
Portata:	200 kg
Divisione:	100 g
Dimensioni (LxAxP):	563x906x946 mm
Peso:	22,4 kg
Alimentazione:	a batterie
Temperatura ambientale d'uso	+ 10° C / + 40° C
Compatibilità Elettromagnetica sec. EEC 89/336	Conforme
Approvazione CEE 90/384 del 20.06.1990 in materia di strumenti per pesare:	Omologata per uso medico in Classe III
Conformità CE 93/42 Dispositivi Medici:	Classe I