

SCHEDA PRODOTTO

Tutte le informazioni tecniche e fotografiche contenute nel presente documento devono essere considerate puramente indicative e possono essere variate senza preavviso.



Kinemed srl

Via Cicogna 8 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) IT
tel 051 6259708 | fax 051 4999278 | info@kinemed.it

Cod. Art. K60204

SEDIA BARIATRICA XXL CON BRACCIOLI, SEDUTA 61 CM, PORTATA 325 KG.

Sedia in acciaio inox larga stabile e robusta. Sedile e schienale in poliuretano morbido, facilmente lavabile, latex free ed ignifugo. Il sedile ad incastro facilita le operazioni di igienizzazione. La forma e la posizione dei braccioli facilitano l'accesso all'utente. La seduta è regolabile in altezza e lo schienale in profondità. Disponibile in due misure di seduta, da 61 e 71 cm.



ITEM 0160-061-000

CND V0802 - POLTRONE E SEDIE PER PAZIENTI

RDM HMI BASEN (DK) 54767

UDI-DI 5740000102124

Portata massima: 325 kg
Larghezza seduta: 61 cm
Profondità seduta: 40-52 cm
Altezza seduta: 44-59 cm
Altezza schienale: 37 cm
Larghezza totale: 69 cm
Lunghezza totale: 80-101 cm
Altezza totale: 79-94 cm
Peso totale: 14 kg
Larghezza totale esterna sui braccioli: 73 cm
Distanza fra pavimento e seduta: 33-48 cm

Pulizia: Pulire il telaio con un panno umido e con un comune prodotto per pulizie. Non usare prodotti a base di solventi e detergenti abrasivi.

Manutenzione: Prima di utilizzare la sedia controllare che non vi siano danni visibili. La sedia necessita di poca manutenzione, anche se è bene controllare periodicamente lo stato delle parti ed in particolare modo il serraggio delle viti. Periodicamente e in base alla frequenza di utilizzo, verificare l'usura dei tappi. Se necessario provvedere immediatamente alla loro sostituzione. Questo è un dispositivo CE di Classe I, Direttiva 93/42CEE - D. Lgs 46 del 24.02.97 e successive modifiche ed integrazioni.

