

Basic Line

Linea contenzione leggera Light containment line

Basic Line è interamente composta da dispositivi medici di classe 1°, conforme alla direttiva 93/42 CEE. Ogni dispositivo deve essere prescritto da un medico e applicato da un tecnico ortopedico o da una persona qualificata. Per qualsiasi informazione e modifica alla struttura o alla regolazione **si prega di contattare sempre personale tecnicamente qualificato**. Tutti questi prodotti servono per evitare lo scivolamento in avanti del paziente seduto su comoda o carrozzina, dotato di robuste cinghie e bretelle di ancoraggio regolabili.

- Tessuto lavabile
- Imbottitura in tessuto tecnico antimuffa
- Sistema di fissaggio universale (carrozine, seggioloni, comode)
- Misura unica

Lavaggio: Non lavare in lavatrice o a temperature elevate (non oltre i 30°), fare asciugare lontano da fonti di calore, conservare e trasportare in ambiente asciutto.

Questo prodotto non deve essere usato in assenza di personale qualificato.

*Basic Line is entirely made up of first class medical devices that conform with the Directive 93/42 CEE. Each device must be prescribed by a physician and applied by an orthopedic technician or qualified person. For any information and modifications of the structure or adjustments, **please always contact qualified technical personnel**. All these products are studied for avoiding forward slipping of the patient when seated on a toilet seat or wheelchair, equipped with adjustable strong straps and anchoring braces.*

- Washable fabric
- Padding in technical anti-mold material
- Universal attachment system (wheelchairs, high chairs, toilets)
- One size fits all

Washing Instructions: Do not wash in washing machine or in hot water (do not exceed 30°), keep away from sources of heat when drying, store and transport in a dry environment.

This product must not be used without the supervision of qualified personnel.

739



Cintura pettorale per carrozzina

Larghezza fascia: 43 cm; **Altezza fascia:** 14 cm;
Lunghezza cintura: 2 mt (1 metro per parte);
Chiusura: a gancio.

Pectoral belt for wheelchair

Strap width: 43 cm; **Strap height:** 14 cm;
Belt length: 2 mt (1 meter per part);
Closure: Clasp.

740



Cintura con bretelle per carrozzina

Larghezza fascia: 56 cm; **Altezza fascia:** 12 cm;
Lunghezza bretelle: 2 mt (1 metro per parte);
Lunghezza imbottitura bretelle: 36 cm;
Chiusura: a gancio.

Belt with braces for wheelchairs

Strap width: 56 cm; **Strap height:** 12 cm;
Shoulder support length: 2 mt (1 meter per part);
Shoulder support padding length: 36 cm;
Closure: Clasp.

741



Cintura divaricatrice per carrozzina

Larghezza imbottitura: 56 cm;
Altezza imbottitura: 12 cm;
Lunghezza bretelle: 4 mt (2 metri per parte);
Spessore bretelle: 5 cm

Orthopedic belt for wheelchair

Padding width: 56 cm;
Padding height: 12 cm;
Suspender length: 4 mt (2 meters per part);
Suspender thickness: 5 cm.

737



Supporto pelvico per carrozzina

Larghezza base: 40 cm;
Lunghezza cintura: 48 cm (per parte);
Larghezza inguine: 14 cm.

Pelvic support for wheelchairs

Base width: 40 cm; **Belt length:** 48 cm (per part);
Groin width: 14 cm.



737/4



Supporto fisso pelvico per carrozzina

Larghezza base: 40 cm;
Lunghezza cintura: 58 cm (per parte);
Larghezza sgambatura: 32 cm.

Anatomic orthopedic device

Base width: 40 cm; **Belt length:** 58 cm (per part);
Leg width: 32 cm.