

## AL-9000-USB

### Etilometro professionale portatile

Il modello ALCO-9000-USB è dotato di sensore elettrochimico al platino: risulta uno strumento preciso ed affidabile. Può essere collegato al PC tramite cavo USB e con software prioritario può salvare ed esportare i risultati dei test.

#### Caratteristiche:

- Eccellente precisione
- Sensore a **cella elettrochimica al platino**
- Collegabile a PC con **porta USB**
- Display LCD retroilluminato a 4 cifre
- Funziona con boccagli igienici sigillati
- Autospegnimento
- Indicazione batterie scariche
- Contatore dei test
- Autotest sensore
- Richiede calibrazione periodica



#### Dati Tecnici:

- Unità di misura: *g/l - BrAC - BAC*
- Sensore\*: **cella elettrochimica al platino\***
- Alimentazione: *2 AAA 1,5V alkaline*
- Peso: *100g (batterie incluse)*
- Dimensioni: *106x50x20 cm*
- Range di misura: *0.00 - 4.00 (g/l)*
- Precisione: **± 0.005% bac a 0.100% bac**
- Certificati: *CE - DOT - Australian Standard*

#### Contenuto:

- ALCO-9000-USB
- Soft per collegamento a PC e cavo USB
- Valigia per trasporto in ABS
- Batterie AAA 1,5V
- Borsa morbida in neoprene
- Laccetto da polso
- Boccagli (x5)
- Manuale d'uso

#### Ricambi / Accessori:

- Boccagli monouso igienici

#### Note:

\* Ricalibrazione necessaria ogni 1000 test o entro 12 mesi.

#### Raccomandazioni:

- Questo apparecchio non fornisce alcuna prova della propria capacità di guida e non ha valore medico/legale.
- Si raccomanda sempre di non mettersi alla guida dopo aver consumato alcolici.
- Il gestore e il distributore non si assumono nessuna responsabilità per un uso improprio dell'apparecchio.
- Astenersi dal bere alcolici e dal fumare per almeno 20 minuti prima di eseguire il test.