



# GIMA

## GHIACCIO ISTANTANEO IN BUSTA PE

**Codice:** 34111  
**Categoria:** Ghiaccio e gel  
**Unità di vendita:** conf. 25 pz.  
**Quantitativi minimi:** 1  
**Dispositivo:** Dispositivo medico  
**Classe:** II A  
**NSIS:** 152274  
**CND:** M9001  
**EAN13:** 8023279341119



**Descrizione:** Il sacco gelo istantaneo è raccomandato per la crioterapia.  
Ottimo in tutti i casi di traumi per lenire il dolore e prevenire la formazione di ematomi, gonfiori ecc.

**Sempre pronto in qualsiasi luogo e momento:** è sufficiente schiacciare il sacco per rompere la bolla interna e agitare, la miscela ottenuta abbassa la temperatura interna da  $-4^{\circ}\text{C}$  a  $0^{\circ}\text{C}$  in 30 minuti (a temperatura ambiente  $20^{\circ}\text{C}$ ).

**Ghiaccio istantaneo con sacca multilingua:** GB, FR, IT, ES.