

DESTINAZIONE D'USO

Cuscino in Fibra cava siliconata ZETA 615 realizzato in cotone 100 % Sanfor diviso in 3 segmenti.

Assicura una diminuzione importante delle pressioni di contatto tale da ridurre significativamente i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta. In virtù delle sue capacità di deformarsi a fronte delle sollecitazioni dovute a spostamenti del paziente o scivolamenti diminuisce i rischi di frizione e forze da taglio. Assicura una permeabilità all'aria tale da ridurre il rischio di macerazione.

Indicato nell'attività di prevenzione dell'insorgenza di piaghe da decubito in soggetti a ridotta mobilità, in situazioni di **RISCHIO BASSO** (secondo la Scala Norton), ha l'obiettivo di distribuire il più uniformemente possibile la pressione di contatto, al fine di diminuire il rischio di occlusione capillare prolungata in soggetti a ridotta mobilità

Il cuscino ZETA 615 deve essere utilizzato su di una sedia a rotelle, posizionato indifferentemente su di un lato o sull'altro. E' possibile utilizzare il cuscino direttamente a contatto con il corpo del paziente, in quanto il cotone che costituisce la federa non ha controindicazioni; a meno di gravi patologie allergiche. In ogni caso si consiglia l'utilizzo costante di un lenzuolo in materiale adatto.









CARATTERISTICHE

- 3 segmenti imbottiti in fibra di poliestere cava siliconata.
- Densità espanso: 35 kg/m³, kPa da 3,7
- Denaraggio: 17 DEN
- Sacca 100% cotone Sanfor. Traspirante con impuntura.
- Cuscino diviso in 3 segmenti.
- Controllo qualità sul 100% dei lotti.
- Stoccaggio: Temperatura compresa tra (10 ÷ 50) °C. Umidità compresa tra (20 ÷ 80) %
- Imballo singolo in sacco di nylon.
- Allergie: non si conoscono effetti allergici.
- Non putrescibile.



Classe I

					
40 cm	40 cm	8 cm	Colore Bianco	0,350 Kg	100 Kg

Altre misure su richiesta

PRODUTTORE: Officina Ortopedica Ferrero s.r.l.
 Sede Legale: Via Druento, 258
 10078 - Venaria Reale (TO) Italy
 Tel. 011 2277411 - Fax 011 2277430
 E-mail: info@ferrerortopedica.it

RDM : 586349
CND: Y033303

CONFORMITÀ:

- Vengono fabbricate secondo le normative Medical Device Directive MDD CEE 93/42 • Dispositivo medico di CLASSE 1 • Rispetta le seguenti normative europee: UNI CEI EN ISO 14971/12 – EN 12182/12 .